



Yes, you can.®






SoftAIR®



Yes, you can.®

Felsökning för SoftAIR madrasssystem

Den röda lampan lyser och ett akustiskt alarm hörs för att ange att det är ett problem med pumpen eller madrassen. LED-lampan förblir tänd tills problemet är löst. Larmet kan slås av till ljudlöst genom att trycka på Alarm Mute-knappen. Systemet har olika alarmsignaler, som anges i fem olika inställningar. Signalerna med tillhörande larmdisplay visas nedan.

| Alarm/Problem | Orsak | Lösning |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Installationsproblem | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nollställ alarmet - stäng av strömmen och tryck på knappen "Alarm Mute". 2. Kontrollera att luftslangens handtag är korrekt insatt i pumpen. Kontrollera att CPR-stroppen sitter korrekt = inte läcker. 3. Kontrollera att alla luftslangar längs insidan av madrassen sitter fast ordentligt 4. Kontrollera alla celler och rör efter luftläckage. 5. Kontrollera att luftfiltret sitter korrekt och att det är rent. 6. Sätt på strömmen. |
|  | För lågt tryck | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nollställ alarmet - stäng av strömmen och tryck på knappen "Alarm Mute". 2. Kontrollera att luftslangens handtag är korrekt insatt i pumpen. Kontrollera att CPR-stroppen sitter korrekt = inte läcker. 3. Kontrollera att alla luftslangar längs insidan av madrassen sitter fast ordentligt 4. Kontrollera alla celler och rör efter luftläckage. 5. Kontrollera att luftfiltret sitter korrekt och att det är rent. 6. Sätt på strömmen. |
|  | För högt tryck | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nollställ alarmet - stäng av strömmen och tryck på knappen "Alarm Mute". 2. Koppla ifrån luftslangarna för att reducera trycket - sätt tillbaka dem igen när trycket har minskat. 3. Kontrollera om luftslangarna har vridit sig/klämts mellan madrass och kontrollenhet. 4. Sätt på strömmen. |
|  | Inget växeltryck | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nollställ alarmet - stäng av strömmen och tryck på knappen "Alarm Mute". 2. Koppla ifrån luftslangarna för att reducera trycket - sätt tillbaka dem igen när trycket har minskat. <p>Växelmodulsproblem (ingen växling)</p> |
|  | Strömavbrott | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på knappen "Alarm Mute" för att slå av ljudet på alarmet. 2. Se till att sladden är ansluten till vägguttaget och kontrollenheten och kontrollera att strömförsörjningen lyser. 3. Kontrollera kontrollenhetens säkring (1 AMP) - säkringen kan lossas genom att trycka in en liten mejsel och vrida lätt. |

För ytterligare information om problemlösning och service av SoftAIR madrasserna, vänligen se bruksanvisningen. Bruksanvisningen samt övrig dokumentation kan även laddas ner från Invacares hemsida www.invacare.se

Kortinformation gällande SoftAIR Super och SoftAIR Excellence

OBS! Det kräver tillvänjning att ligga på en dynamisk madrass. Madrassen anpassar sig efter den valda inställningen över 2 växeltryckscykler (20-25 min). Kontrollera alltid den valda inställningen av SoftAir madrassen – För in handen under madrassen under brukarens sättesdel – det ska vara minst 2 cm mellan sättesdelen och handen. Madrassen ska kännas komfortabel för brukaren innan inställningen är avslutad.



Kom igång:

1. Rulla ut madrassen och placera den direkt på sängbotten
2. Placera pumpen på sänggaveln (fotändan)
3. Anslut nätkabeln (för kabeln igenom handtaget på sidan av madrassen) - följ sedan nedanstående punkter:

A Av/på-knapp

Sätter på och stänger av systemet – Håll knappen nere i 5 sekunder. Fyll madrassen genom att trycka på Max. fyllnadsknappen F: Madrassen fylls på 30 – 45 min.

B Komfort – inställning

Ställ in komfortnivån när madrassen är fylld. Välj pil upp/ner tills brukarens ungefärliga vikt är funnen. Vänta 20-25 min och kontrollera att brukaren är komfortabel och inte ligger igenom madrassen (se instruktion överst på sidan).

C Välj mellan växeltryck eller statiskt tryck

Tryck här för att välja mellan antingen växeltryck (cellerna alternerar mellan att fyllas och tömmas med luft) eller statisk inställning (cellerna är utan det dynamiska växlandet).

D Alarmknapp

Den röda lampan lyser, och avger ett akustiskt alarm för att tala om att pumpen eller madrassen har ett problem. Alarmet har fem olika signaler som är kopplade till orsaken.

E Knappen "Alarm Mute"

Stänger av och sätter på det akustiska alarmet. Alarmet slås på igen efter 20 minuter om felet inte blivit åtgärdat.

F Max. fyllningsknapp

Tryck här för att starta en snabb maximal påfyllnad/ omvårdnadsläge. Efter 30 minuter återgår systemet automatiskt till föregående inställning.

G Lås/Lås upp-knapp / barnsäkring

Håll in i minst 5 sekunder för att låsa pumpens inställningar - det hörs ett bip och den gula lampan lyser för att ange att systemet är låst. I låst läge kan man bara använda knapparna till Alarm Mute och Lås/Lås upp. Håll knappen intryckt i minst 5 sekunder för att låsa upp enheten (det hörs ett bip och den gula lampan släcks).

OBS! Pumpen låses upp automatiskt vid ett eventuellt strömavbrott

- Denna produkt ska inte användas i närheten av brandfarliga ämnen.
- Minimera antalet underlag mellan liggytan och brukaren, bädda löst (använd fästögler i hörnen) så inte madrassens funktion påverkas.

