





Invacare[®] **XLT** Rekonditioneringsmanual



CE

Svenska



© Invacare Rea AB


Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att innehållet i denna publikation är uppdaterat vid tidpunkten för tryckning. Som en del av det ständigt pågående förbättringsarbetet av våra produkter förbehåller sig Invacare Rea AB rätten att ändra befintliga modeller utan föregående meddelande. All användning av denna publikation, eller delar därav, samt varje återgivning av bilder, måste ha ett skriftligt medgivande från Invacare Rea AB.

Innehåll


Produktbeskrivning	4
Tvätt och desinfektion	6
Rekonditionering	7
Tillbehör	8
Checklista	9

Produktbeskrivning XLT


Tillverkad fram till januari 2005



XLT Power U-front



XLT Power V-front



XLT Nordic

XLT är tillverkad av titan, som är ultralätt och starkt. Detta ger en lätt, stabil och hållbar rullstol. Tack vare mycket bra sittande, ergonomi och prestanda är XLT lämplig för att ta sig (nästan) överallt.

XLT är konstruerad för erfarana, aktiva brukare, som förstår hur viktigt det är med bra köregenskaper. Det mycket stabila chassit och den utmärkta hjulbalanseringen ger goda köregenskaper på nästan alla underlag.


XLT är konstruerad för lätt hantering och transport, vart du än vill resa. XLT är välbalanserad för enhandslyft in i en bil. Den tar så liten plats att man lätt kan lyfta den framför sig till passagerarsätet. Titan är dessutom extra tåligt och hållbart vilket ger lång livslängd. Quick release-hjul och fällbar rygg är, naturligtvis, standard.

XLT är en fastramsrullstol av titan med drivhjulspatta och länkhjulsinfästningar av aluminium. Detta ger en lätt, men samtidigt också, mycket stabil rullstol. Sitsen, av svart vinyl, är lätt att rengöra. Ryggen är tillverkad av svart vävplast/svart Strix.


XLT Power U-front är en rullstol med en front som hjälper till att hålla ihop både underben och fötter. Levereras som standard med fotbåge. Med 120 mm länkhjul kan sittvinklarna 4°, 8° och 12° erhållas beroende på vilken hålråd drivhjulet monteras.

XLT Power V-front är en rullstol med en front som hjälper till att hålla ihop fötterna. Levereras som standard med fotbåge. Med 120 mm länkhjul kan sittvinklarna 4°, 8° och 12° erhållas beroende på vilken hålråd drivhjulet monteras.


XLT Nordic är en rullstol med en mer öppen front som ger mer plats för underben och fötter. Kan levereras med fotbåge alt. uppfällbara fotplattor som standard. Med 120 mm länkhjul kan sittvinklarna 3° resp.8° erhållas beroende på vilken hålråd drivhjulet monteras.




XLT Active



XLT Dynamic



XLT Swing



XLT Max

Från våren 2008

Invacare® XLT

Ram, benstöd och ryggstativ på Invacare® XLT är tillverkade av titanium av hög kvalitet. För swingstolen är benstödshängarna tillverkade av aluminium. Stolsitsens överdrag är tillverkad i Jemima och ryggstödet överdrag är av nylon.

Nya XLT finns i tre utföranden:

XLT Active (75° knävinkel) är en rullstol med en front som hjälper till att hålla ihop både underben och fötter. Levereras med fotbåge som standard. Sittvinklar 0 -14° kan uppnås, beroende på länkhjulens och drivhjulets storlek och på vilken hålråd drivhjulet monteras.

XLT Dynamic (90° knävinkel) är en rullstol med en front som hjälper till att hålla ihop både underben och fötter. Stolen är mycket kompakt och totallängden liten. Levereras med fotbåge som standard. Sittvinklar 0 -14° kan uppnås, beroende på länkhjulens och drivhjulets storlek och på vilken hålråd drivhjulet monteras.

XLT Swing (80°, 90° och vinkeljusterbara benstöd) levereras med avtagbara/ ihopfällbara fotstöd som standard. Sittvinklar 0 -14° kan uppnås, beroende på länkhjulens och drivhjulets storlek och på vilken hålråd drivhjulet monteras.

XLT Max (75° knävinkel)

XLT Max är konstruerad för större brukare och är dimensionerad för brukare som väger upp till 180 kg.

Sittvinklar 0 -14° kan uppnås, beroende på länkhjulens och drivhjulets storlek och på vilken hålråd drivhjulet monteras.

Tvätt och Desinfektion

1. Tag av ställbara, löstagbara klädselar och tvätta dessa i tvättmaskin, enligt tvättanvisningarna på respektive klädsel.
2. Är rullstolen mycket smutsig rekommenderar vi att rygg och sittplatta plockas bort så att stolen lättare kan spolas ren.
3. Spola av rullstolen med högtrycksstråle eller vanlig vattenstråle beroende på smutsgrad. Spruta ej mot lagringar och dräneringshål. Tvättas rullstolen i tvättmaskin skall gradantalet ej överstiga 60 grader.
4. För att desinficera stolen spaya den med sprit.
5. Spraya rullstolen med tvättmedel t.ex. fordonstvättmedel med vax.
6. Låt tvättmedlet verka någon minut.
7. Spola av stolen med högtrycksstråle eller vanlig vattenstråle beroende på smutsgrad. Spruta ej direkt mot lagringar och dräneringshål.
8. Kontrollera att stolen är ren.
9. Låt stolen torka i torkrum. Plocka bort de delar där vatten lätt samlas: (ändavslutningar doppsko o.dyl) Om stolen är tvättad i maskin rekommenderar vi att den även blåses av med tryckluft.
10. Kontrollera att stolen är torr, torka med trasa vid behov. Kontrollera även att samtliga märklappar är tydliga om inte, byt ut dem. (Tiltdekaler, märketiketter för transportfästpunkter o.dyl.)
11. Är stolen ej så smutsig kan man nöja sej med att spraya den med sprit och eftertorka med en trasa.
12. Rullstolen är nu klar att rekonditionera. Skriv din signatur att stolen är ren.

Dartex

Ytlig smuts avlägsnas genom att torka med en mjuk trasa med vatten och rengöringsmedel. Vid svårare nedsmutsning och risk för smitta torkas först med sprit, sedan med varmt vatten och rengöringsmedel. Särskilda desinfektionsmedel kan användas om tillverkarens bruksanvisning efterföljs. Tvättas klädseln i maskin, tvätta vid 60 grader.


Rekonditionering

Vi rekommenderar att alla rörliga delar smörjs med en torr teflonbaserad spray, t.ex. Viso 900-B5 om de kärvar eller gnisslar.

Skrudar och muttrar: Kontrollera att samtliga skruvar och muttrar är åtdragna.

Chassi: Samtliga delar skall kontrolleras med avseende på sprickbildning eller andra skador. Kontrollera speciellt i anslutning till svetsar. Upptäcks skador skall chassit bytas ut helt.

Rygg: Kontrollera att ryggvinklingen går lätt att justera, att ryggstödet går lätt att fälla och låser korrekt.



! På XLT rullstolar tillverkade före oktober 2011 måste skruvarna (A) bytas ut. En på var sida. Artikelnummer för ersättningsskruvar är **5724086**. Se baksidan för kontaktuppgifter till säljbolag.

Körhandtag: Kontrollera att körhandtagen sitter stabilt och att skruvarna är åtdragna.

Rygg- och sittklädsel: Kontrollera att kardborrbanden är hela och fäster, att klädseln är hel om inte rekommenderar vi att söndrig del byts ut.

Sidostöd/armstöd: Kontrollera att de är hela och lätta att ta av och på.

Tippskydd: Kontrollera att tippskyddet går lätt att höja och sänka, att skruvarna som håller tippskyddet på plats och i rätt läge är åtdragna.

Drivhjulspatta: Kontrollera att drivhjulspattans skruvar är åtdragna i ramröret. Att mutterstycket är rätt placerat och åtdraget med manuell och kalibrerad momentnyckel som är inställd på 40 Nm. Mutterstycket skall monteras med sidostöd minst 3 mm, med armstöd minst 12 mm utanför mutterstycket.

Drivhjul: Vi rekommenderar att däckerna byts ut om mönstret är nedslitet. Saknas det ekrar eller om de är lösa, ersätt de saknade och spänn de lösa. Framförallt på massiva hjul finns risk att ekrarna blir lösa. Skruva fast drivringen om den är lös. Känn på drivringen att den är slät och inte några vassa kanter har uppkommit byt i så fall ut den. Kontrollera att drivhjul saxeln är helt instucken i mutterstycket, så att de två låskulorna sticker ut bakom mutterstycket och låser axeln. Kontrollera lufttrycket i däckerna. Rätt lufttryck finns angivet på däckerna.

Länkhjul: Tag bort länkhjulet och gör rent länkhjulsgaffel och hjul från hår och annan smuts. Applicera Loctite och montera på länkhjulet och kontrollera att hjulet snurrar lätt både i rotation och svängning. Är länkhjulen luftpumpade kolla tryck och pumpa. Rätt lufttryck finns angivet på däckerna, är länkhjulen massiva kolla sprickbildning och gör en bedömning om de behöver bytas ut.

Vinkelställbar länkhjulsupphängning: Kontrollera att länkhjulsupphängningen är vinkelrät (90 grader) mot golvet, skruva åt skruvarna.

Blockbroms: Kontrollera att bromstappen inte är nedsliten, om tappan är sliten bör den bytas ut av säkerhets-skäl. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna. Provbromsa stolen med rätt lufttryck i däckerna, då skall bromstappen i bromsat läge trycka ned däckets 5 mm. Om bromstappen flyttas till annat läge, är det viktigt att gänglåsning, Loctite, används så bromstappen ej lossar. När bromstappen ska flyttas kan det hända att man behöver värma bromstappen/skruven med värmepistol för att lättare få loss den. Från fabrik är bromstappen åtskruvad med gänglödning för att inte skruvas upp av sig själv.

Tillbehör

Vi rekommenderar att alla rörliga delar smörjs med en torr teflonbaserad spray, t.ex. Viso 900-B5 om de kärvar eller gnisslar.

Skrubar och muttrar: Kontrollera att samtliga skruvar och muttrar är åtdragna.

Huvud- och huvudstöd med käkstöd: Kontrollera att sidledsjustering och vinkeljustering av "vingarna" fungerar. Kontrollera även att minnesfunktionen finns (efter 2005).

Nackstöd: Kontrollera att minnesfunktionen finns (efter 2005).

Bålstöd Multifunktional från 2005: Kontrollera att vinkeljusteringen fungerar, och att minnesfunktionen finns.

Bord

Vidmontering av bordsfäste efter demontering skonas gängen betydligt genom att man försöker hitta gängen med skruven innan den fästs med verktyg.

CHECKLISTA

	OK	ANM	SIGN
TVÄTT			
REKONDITIONERING:			
Skrubar och muttrar			
Chassi			
Körhandtagsbygel			
Ryggklädsel			
Sittklädsel			
Rygg			
Ryggbygel			
Ryggvinkling			
Ryggfällning			
Sits			
Sidostöd/Armstöd			
Fotplattor			
Benstöd			
Tippskydd			
Doppsko			
Gummihandtag			
Drivhjulsfäste			
Drivhjul			
Länkhjul			
Broms			
Vinkelställbar länkhjulsupph.			
Vårdarmanövrerad broms			
Verktyg			
PROVKÖRNING:			
Stolen ska gå rakt			
Lätt att köra			
LEVERANSKONTROLL:			
Skicka med en manual			



Invacare Rea AB
Växjövägen 303 S-343 71 DIÖ, SWEDEN

Belgium & Luxemburg:

Invacare nv, Autobaan 22, B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10, Fax: (32) (0)50 83 10 11
belgium@invacare.com / www.invacare.be

Denmark:

Invacare A/S, Sdr. Ringvej 37, DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00, Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com / www.invacare.dk

Deutschland:

Invacare GmbH, Alemannenstraße 10, D-88316 Isny
Tel: (49) (0)75 62 7 00 0, Fax: (49) (0)75 62 7 00 66
kontakt@invacare.com / www.invacare.de

Ulrich Alber GmbH, Vor dem Weissen Stein 21,
D-72461 Albstadt-Tailfingen
Tel: (49) (0)7432 2006 0, Fax: (49) (0)7432 2006 299
info@ulrich-alber.de

European Distributor Organisation:

Invacare, Kleiststraße 49, D-32457 Porta Westfalica
Tel: (49) (0)57 31 754 540, Fax: (49) (0)57 31 754 541
edo@invacare.com / www.invacare.eu.com

España:

Invacare SA, c/Areny s/n, Polígon Industrial de Celrà,
E-17460 Celrà (Girona)
Tel: (34) (0)972 49 32 00, Fax: (34) (0)972 49 32 20
contactsp@invacare.com / www.invacare.es

France:

Invacare Poirier SAS, Route de St Roch,
F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66, Fax: (33) (0)2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com / www.invacare.fr

Ireland:

Invacare Ireland Ltd, Unit 5 Seatown Business Campus,
Seatown Road, Swords, County Dublin - Ireland
Tel: (353) 1 810 7084, Fax: (353) 1 810 7085
ireland@invacare.com / www.invacare.ie

Italia:

Invacare Mecc San s.r.l., Via dei Pini 62,
I-36016 Thiene (VI)
Tel: (39) 0445 38 00 59, Fax: (39) 0445 38 00 34
italia@invacare.com / www.invacare.it

Nederland:

Invacare BV, Celsiusstraat 46, NL-6716 BZ Ede
Tel: (31) (0)318 695 757, Fax: (31) (0)318 695 758
nederland@invacare.com / www.invacare.nl
cseede@invacare.com

Norge:

Invacare AS, Grensesvingen 9, Postboks 6230,
Etterstad, N-0603 Oslo
Tel: (47) (0)22 57 95 00, Fax: (47) (0)22 57 95 01
norway@invacare.com / www.invacare.no
island@invacare.com

Österreich:

Invacare Austria GmbH, Herzog Odilostrasse 101,
A-5310 Mondsee
Tel: (43) 6232 5535 0, Fax: (43) 6232 5535 4
info-austria@invacare.com / www.invacare.at

Portugal:

Invacare Lda, Rua Estrada Velha, 949,
P-4465-784 Leça do Balio
Tel: (351) (0)225 1059 46/47,
Fax: (351) (0)225 1057 39
portugal@invacare.com / www.invacare.pt

Sverige & Suomi:

Invacare AB, Fagerstagatan 9, S-163 91 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90, Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com / www.invacare.se
finland@invacare.com

Switzerland:

Invacare AG, Benkenstrasse 260, CH-4108 Witterswil
Tel: (41) (0)61 487 70 80, Fax: (41) (0)61 487 70 81
switzerland@invacare.com / www.invacare.ch

United Kingdom:

Invacare Limited, Pencoed Technology Park,
Pencoed, Bridgend CF35 5AQ
Switchboard Tel: (44) (0)1656 776200, Fax: (44)
(0)1656 776201
Customer services Tel: (44) (0)1656 776222, Fax: (44)
(0)1656 776220
UK@invacare.com / www.invacare.co.uk