


# TILLBEHÖRSMANUAL

SV



## STAND ASSIST



Manualen för tillbehöret "Stand Assist" är ett komplement till huvudmanualen för **DOLOMITE STEP UP** och ska alltid användas tillsammans med huvudmanualen som har art.nr 1537607.



# Avsedd användning

- **DOLOMITE STAND ASSIST** är ett hjälpmedel för brukare som behöver stöd för att stå. **STAND ASSIST** består av en ståplatta, knästödet och en stödsele.
- ...kan också användas som förflyttningshjälp.
- ...skall användas tillsammans med **DOLOMITE STEP UP** gåbord.
- ...kan användas som uppresnings hjälp på **STEP UP** el.
- ...kan användas på **STEP UP** hydraulisk, manuell och el.
- ...är avsedd för inomhusbruk.
- ...får inte användas i våtrum.

## Montering

### 1. Ståplatta

Fäst ståplattan på stativet genom att trä stopptråden under tvärstaget och hänga fästena om stativets ram.

OBS! Kontrollera så att ståplattan sitter fast.



Vid montering, var aktsam för klämrisk mellan ståplattans fästen och ramen.

### 2. Knäskydd


A) Fäst knästödet genom att placera låsplattan i spåret på mittpelaren, vrid sedan plattan i rätt läge (se bild).

B) Montera knästödhållaren på plattan med skårorna vända uppåt och dra åt ratten ordentligt.

C) Lossa rattarna på knästödet, men ta inte bort dem. Trä knästödet på hållaren och dra åt rattarna ordentligt (se bild).

### 3. Montera / lossa selen

Montera selen på gåbordet genom att trä selens fästögla på körhandtagen (A). Selen lossas genom att öppna klickfästet (B) eller genom att lyfta av en eller båda öglorna från körhandtagen.




# Ergonomi / Anpassning

## 4. Justera selen

Remmens längd kan justeras genom att man lossar spännet (A). Man kan också justera längden genom att välja antingen den inre (B) eller yttre (C) öglan vid montering.




Försäkra att brukaren har stöd innan selen lossas, eller fästet för selen öppnas!



## 5. Anpassning till brukaren

- Placera hjulen så att produktens understödsyta blir så stor som möjligt.
- Lås gåbordets parkeringsbromsar.
- Brukaren skall stå så långt fram på ståplattan som möjligt.
- Justera knästödet så att det sitter UNDER brukarens knän för att minska belastningen på knäna.
- Hjälp brukaren att resa sig om han/hon inte klarar det själv.
- Montera selen när brukaren står upp och så att den är placerad enligt bild.
- Remmens avlastare skall placeras bakom ryggen respektive under stussen (A) för att ge bästa stöd.
- Grovjustera remmen till lämplig längd innan brukaren reser sig.
- Bandet med fästet skall vara placerat på brukarens rygg så att man lätt kommer åt justeringen.
- Finjustera remmen (B) när brukaren står upp så att selen ger optimalt stöd (se sektion 4. Justera selen).
- Se till att brukaren står säkert under tiden som selen justeras. För att öka känslan av säkerhet hos brukaren, håll en hand mot ryggen.



## 7. Förflyttning av brukaren

- Brukaren kan förflyttas stående på ståplattan kortare sträckor inomhus.
- Lossa parkeringsbromsarna, förflytta brukaren och lås parkeringsbromsarna igen.




Var försiktig vid förflyttning på lutande underlag.



Var försiktig vid förflyttning över hinder t.ex. trösklar.

Selen skall alltid vara monterad när brukaren står upp och förflyttas.



## 8. Uppresningshjälp


Vid användning som uppresningshjälp måste hänsyn tas till brukarens fysiska förmåga. Brukaren måste ha viss styrka i armar och ben för att kunna hjälpa till med uppresningen.

**DOLOMITE STAND ASSIST** bör endast användas som uppresningshjälp i kombination med **DOLOMITE STEP UP** el.

Rådgör alltid med medicinsk personal innan **DOLOMITE STEP UP** med Stand Assist används som uppresningshjälp.

- Placera hjulen så att produktens understödsyta blir så stor som möjligt. Lås gåbordets parkeringsbromsar.
- Sänk underarmsstöden till en låg position med hjälp av handkontrollen.
- Brukaren skall placera fötterna så långt fram som möjligt på ståplattan, luta sig framåt och hålla i körhandtagen samtidigt som höjden på underarmsstöden justeras uppåt med handkontrollen.
- Brukaren måste samtidigt orka att skjuta ifrån med benen och dra sig upp med armarna till stående position.

I övrigt - se kapitel 5, "Anpassning till brukaren".



# Säkerhet



**DOLOMITE STAND ASSIST** skall alltid användas med medföljande sele. Selen ska alltid vara monterad när brukaren står upp. Brukaren får endast stå upp utan sele om medicinsk personal har bedömt att det är utan risk för brukaren och brukaren inte förflyttas stående på ståplattan."



**DOLOMITE STAND ASSIST** får **inte** användas i områden där det finns risk att produkten blir nerstänkt med vatten, t ex i våtutrymmen.



**DOLOMITE STAND ASSIST** får endast användas med personal närvarande. Lämna aldrig brukaren stående ensam på ståplattan.



Gåbordets hjul måste vara låsta förutom när brukaren förflyttas stående på ståplattan.



Var aktsam så att inte gåbordet välter mot brukaren när han/hon reser sig/sätter sig.

För ingrepp på **DOLOMITE STAND ASSIST** (anpassningar, bristfälliga reparationer), utanför **INVACARE:s** kontroll, ansvaras ej.

# Underhåll och service

## Rengöring

- **DOLOMITE STAND ASSIST** kan torkas av med en fuktig trasa, men tål inte rengöring i tvättanläggning eller högtrycksbaserad vattenrengöring.
- Efter tvätt, torka produkten torr.
- Den avtagbara klädseln till knästödsdynan och selen till **DOLOMITE STAND ASSIST** kan rengöras med de på marknaden vanligast förekommande rengöringsmedlen.
- Använd aldrig syror, baser eller lösningsmedel för att rengöra produkten.

## **Anteckningar**

## **Anteckningar**

# Säljbolag

## **Belgien & Luxemburg:**

Invacare nv, Autobaan 22,  
B-8210 Loppem  
Tel: (32) (0)50 83 10 10  
Fax: (32) (0)50 83 10 11  
belgium@invacare.com

## **Danmark:**

Invacare A/S, Sdr. Ringvej 37  
DK-2605 Brøndby  
Tel: (45) (0)36 90 00 00  
Fax: (45) (0)36 90 00 01  
denmark@invacare.com

## **Tyskland:**

Invacare GmbH, Alemannenstraße 10  
D-88316 Isny  
Tel: (49) (0)75 62 7 00 0  
Fax: (49) (0)75 62 7 00 66  
info@invacare-aquatec.com

Ulrich Alber GmbH, Vor dem Weissen Stein 21  
D-72461 Albstadt-Tailfingen  
Tel: (49) (0)7432 2006 0,  
Fax: (49) (0)7432 2006 299  
info@ulrich-alber.de

## **European Distributor Organisation:**

Invacare, Kleiststraße 49  
D-32457 Porta Westfalica  
Tel: (49) (0)57 31 754 540  
Fax: (49) (0)57 31 754 541  
edo@invacare.com

## **Spanien:**

Invacare SA, c/Areny s/n, Polígon Industrial de Celrà  
E-17460 Celrà (Girona)  
Tel: (34) (0)972 49 32 00,  
Fax: (34) (0)972 49 32 20  
contactsp@invacare.com

## **Frankrike:**

Invacare Poirier SAS, Route de St Roch  
F-37230 Fondettes  
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66  
Fax: (33) (0)2 47 42 12 24  
contactfr@invacare.com

## **Irland:**

Invacare Ireland Ltd, Unit 5 Seatown Business Campus  
Seatown Road, Swords, County Dublin - Ireland  
Tel: (353) 1 810 7084  
Fax: (353) 1 810 7085  
ireland@invacare.com

## **Italien:**

Invacare Mecc San s.r.l., Via dei Pini 62  
I-36016 Thiene (VI)  
Tel: (39) 0445 38 00 59  
Fax: (39) 0445 38 00 34  
italia@invacare.com

## **Nederländerna:**

Invacare BV, Celsiusstraat 46  
NL-6716 BZ Ede  
Tel: (31) (0)318 695 757  
Fax: (31) (0)318 695 758  
nederland@invacare.com  
cseede@invacare.com

## **Norge:**

Invacare AS, Grensesvingen 9, Postboks 6230, Etterstad  
N-0603 Oslo  
Tel: (47) (0)22 57 95 00  
Fax: (47) (0)22 57 95 01  
norway@invacare.com  
island@invacare.com

## **Österrike:**

Invacare Austria GmbH, Herzog Odilostrasse 101  
A-5310 Mondsee  
Tel: (43) 6232 5535 0  
Fax: (43) 6232 5535 4  
info@invacare-austria.com

## **Portugal:**

Invacare Lda, Rua Estrada Velha, 949  
P-4465-784 Leça do Balio  
Tel: (351) (0)225 1059 46/47  
Fax: (351) (0)225 1057 39  
portugal@invacare.com

## **Sverige & Finland:**

Invacare AB, Fagerstagatan 9  
S-163 91 Spånånga  
Tel: (46) (0)8 761 70 90, Fax: (46) (0)8 761 81 08  
sweden@invacare.com  
finland@invacare.com

## **Schweiz:**

Invacare AG, Benkenstrasse 260  
CH-4108 Witterswil  
Tel: (41) (0)61 487 70 80  
Fax: (41) (0)61 487 70 81  
switzerland@invacare.com

## **UK:**

Invacare Ltd, Pencoed Technology Park, Pencoed,  
UK-Bridgend CF35 5AQ  
Tel: (44) (0)1656 776 200  
Fax: (44) (0)1656 776 201  
UK@invacare.com



## **Tillverkare**

INVACARE DOLOMITE AB, Box 200, 343 75 DIÖ, SWEDEN  
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46 (0)476 535 99

