

Safety Inspection Checklist

en	Invacare Slings Service Manual	2
da	Invacare sejl Servicemanual	3
de	Invacare Patientengurte Servicehandbuch	4
es	Eslingas Invacare Manual de servicio	5
fi	Invacare-nostoliinat Huoltokäsikirja	6
fr	Sangles Invacare Manuel de maintenance	7
it	Imbracature Invacare Manuale per la manutenzione	8
nl	Invacare-draagbanden Servicehandleiding	9
no	Invacare løfteseil Servicehåndbok	10
pt	Cestas Invacare Manual de assistência	11
sv	Invacare-lyftselar Servicemanual	12

PROVIDER: Keep this manual.
The procedures in this manual MUST be performed by a qualified technician.




Yes, you can.®

Kontrollista för säkerhetsbesiktning av Invacare-lyftselar



VIKTIGT!

- En regelbunden säkerhetsbesiktning av lyftselen måste utföras åtminstone var 6:e månad, om inte något annat anges i lokala krav.
- Besiktningar måste utföras av en kunnig person som är väl insatt i konstruktionen, användningen och skötseln av lyftselarna.
- Besiktningsprotokollet måste behållas för granskning i händelse av en incident.

	Modell:	REF/SN-nummer:
--	---------	----------------

Kontrollpunkter för Invacare-lyftselar enligt ISO 10535:2006 bilaga B	✓	✗	Anmärkning
Kontrollera produktetiketterna Kontrollera och säkerställ att följande information är läsbar:			
Max. tillåten belastning och storlek			
Serienummer och referensnummer			
Tillverkningsdatum			
Tvättanvisningar			
Inspektera upphängningsbanden Kontrollera och säkerställ att det inte finns några tecken på skada eller slitage, t. ex. hål, revor, lösa trådar, fransar, färgförändringar eller styvhet, på:			
Band och öglor			
Sömmar vid öglor och vid fästpunkter på huvudtyget			
Inspektera tyget och andra komponenter Kontrollera och säkerställ att det inte finns några tecken på skada eller slitage, t. ex. hål, revor, lösa trådar, fransar, färgförändringar eller styvhet, på:			
Huvudtyg och kantband			
Handtag och fickor (om sådana finns)			
Bälten och spännen (om sådana finns)			
Allmänna kontrollpunkter			
Kontrollera att det inte finns några synliga reparationer och att knutar, tejp, nålar eller andra metoder inte har använts för att ändra lyftselens form eller storlek.			
Se till att lyftselen är ren.			
Se till att den aktuella versionen av bruksanvisningen är tillgänglig.			
Kontrollera och säkerställ att tillbehören (om sådana finns) inte har några med tecken på skada eller slitage, och byt ut dem om brister upptäcks.			

Helhetsbedömning

<input type="checkbox"/> Godkänd Inga säkerhets- eller funktionsbrister upptäcktes. Datum för nästa besiktning: _____	<input type="checkbox"/> Underkänd Säkerhets- eller funktionsbrister upptäcktes.
--	--



VIKTIGT!

Om säkerhets- eller funktionsbrister upptäcks får lyftselen inte användas längre och måste kasseras.

Namn: _____ Datum/namnteckning: _____

Invacare Distributors

Ireland:

Invacare Ireland Ltd,
Unit 5 Seatown Business Campus
Seatown Road, Swords, County
Dublin
Tel : (353) 1 810 7084
Fax: (353) 1 810 7085
ireland@invacare.com
www.invacare.ie

United Kingdom:

Invacare Limited
Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
Tel: (44) (0) 1656 776 222
Fax: (44) (0) 1656 776 220
uk@invacare.com
www.invacare.co.uk

Danmark:

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00
Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Deutschland:

Invacare GmbH,
Alemannenstraße 10
D-88316 Isny
Tel: (49) (0)7562 700 0
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

Österreich:

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
A-5310 Mondsee-Tiefgraben
Tel: (43) 6232 5535 0
Fax: (43) 6232 5535 4
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Schweiz / Suisse / Svizzera:

Invacare AG
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
Tel: (41) (0)61 487 70 80
Fax: (41) (0)61 487 70 81
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

España:

Invacare SA
Avda. Del Oeste n.50, 1ª, 1ª
Valencia-46001
Tel: (34) (0)972 49 32 14
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

France:

Invacare Poirier SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66
Fax: (33) (0)2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Italia:

Invacare Mecc San s.r.l.,
Via dei Pini 62,
I-36016 Thiene (VI)
Tel: (39) 0445 38 00 59
Fax: (39) 0445 38 00 34
italia@invacare.com
www.invacare.it

Nederland:

Invacare BV
Galvanistraat 14-3
NL-6716 AE Ede
Tel: (31) (0)318 695 757
Fax: (31) (0)318 695 758
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Belgium & Luxemburg:

Invacare nv
Autobaan 22
B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10
Fax: (32) (0)50 83 10 11
belgium@invacare.com
www.invacare.be

Norge:

Invacare AS
Grensesvingen 9, Postboks 6230,
Etterstad
N-0603 Oslo
Tel: (47) (0)22 57 95 00
Fax: (47) (0)22 57 95 01
norway@invacare.com
www.invacare.no

Portugal:

Invacare Lda
Rua Estrada Velha, 949
P-4465-784 Leça do Balio
Tel: (351) (0)225 1059 46/47
Fax: (351) (0)225 1057 39
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Suomi:

Camp Mobility
Patamäenkatu 5, 33900 Tampere
Puhelin 09-35076310
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi

Sverige:

Invacare AB
Fagerstagatan 9
S-163 53 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90
Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Australia:

Invacare Australia Pty. Ltd.
1 Lenton Place, North Rocks NSW
2151
Australia
Phone: 1800 460 460
Fax: 1800 814 367
orders@invacare.com.au
www.invacare.com.au

New Zealand:

Invacare New Zealand Ltd
4 Westfield Place, Mt Wellington
1060
New Zealand
Phone: 0800 468 222
Fax: 0800 807 788
sales@invacare.co.nz
www.invacare.co.nz

Eastern Europe, Middle East & CIS:

Invacare EU Export
Alemannenstraße 10
D-88316 Isny
Tel: (49) (0)7562 700 397
eu-export@invacare.com
www.invacare-eu-export.com



Invacare Portugal, Lda
Rua Estrada Velha 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal

