

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Yes, you can!

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/dealer for further instruction.

WARNING

- **DO NOT** use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product or optional equipment. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted when using the commode.
- Leg extensions with rubber tips **MUST** be in contact with the floor at all times.
- **ALWAYS** observe the weight limit on the labeling of your commode. Check that all labels are present and legible. Replace if necessary.
- Ensure that the snap buttons fully protrude through the same height adjustment hole of each leg extension. This ensures that the leg extensions are securely locked in position and that an even height adjustment is achieved.
- Make sure that all attaching hardware, screws, nuts and/or bolts are tight at all times.
- Inspect rubber tips on the leg extensions for rips, tears, cracks or wear or if they are missing. Replace them **IMMEDIATELY** if any of these conditions exist.
- If so equipped, the back tube wing nuts must be inspected regularly for tightness - otherwise injury or damage may occur.
- Before removing/installing seat and lid, allow the seat and lid to reach room temperature if exposed to cold. This will help prevent the seat clamps from breaking when being removed or installed.
- The commode seat **MUST** be installed before sitting on the commode.

Installing/Removing the Seat, Lid and Pail

Installing

NOTE: When installing the seat onto the frame, make sure that the seat is evenly spaced between the side frames to ensure proper stability.

NOTE: DO NOT use excessive force when installing the seat and lid.

NOTE: When installing the seat and lid, install the seat first and then the lid.

1. Align the grooves on the underside of the seat with the commode frame.
2. Push down firmly until the seat snaps into place.
3. Put the pail into place.

Removing

NOTE: When removing the seat or lid, remove the pail, lid and then the seat.

NOTE: DO NOT use excessive force when removing the seat and lid.

1. Remove the pail.
1. Grasp the back corner of the lid and lift up firmly.
2. Grasp the back corner of the seat and lift up firmly.

Installing/Removing the Back Rail (if applicable)

NOTE: This procedure applies to Models 6497 and 6500-BHD ONLY.

Installing

1. Depress the snap buttons on each side of the back frame.
2. Put the back rail into the frame. Adjust the back frame until the snap buttons protrude out of the holes on each side of the frame.

NOTE: An audible "click" will be heard when each snap button is properly engaged into the frame holes.

Removing

1. Depress the snap buttons on each side of the back frame.
2. Pull the back frame out of the frame.


Adjusting the Height of the Commode

1. Depress the snap button in the frame and adjust the leg extension to the appropriate height adjustment hole.


NOTE: An audible "click" will be heard.

NOTE: Make sure the snap buttons are fully engaged into the height adjustment holes before use.

2. Repeat STEP 1 to adjust the other leg extensions.



NOTE: Model 9630 shown.



Limited Warranty

PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants its product to be free from defects in materials and workmanship for five years for the original purchaser. If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back page. Provide dealer's name, address, model number, date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

Invacare Corporation will issue a return authorization. The defective unit or parts **MUST** be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty (30) days of return authorization date. **DO NOT** return products to our factory without our prior consent. C.O.D. shipments will be refused; please prepay shipping charges.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECT TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS, PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN INVACARE DEALER). SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE. THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND THE SOLE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY WARRANTY WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. THE APPLICATION OF ANY IMPLIED WARRANTY WHATSOEVER SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY PROVIDED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER. THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.

For more information regarding Invacare products, parts, and services, please visit www.invacare.com

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Yes, you can!

NOTE: Vérifiez que TOUTES les pièces sont intactes à leur arrivée. Si elles sont endommagées, N'utilisez PAS ce matériel. Prenez contact avec le distributeur ou avec le transporteur pour obtenir les instructions appropriées.

⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez ce produit ou aucun équipement facultatif disponible sans premiers complètement lecture et arrangement ces instructions et aucun matériel didactique additionnel tel que les manuels du propriétaire, les manuels d'entretien techniques ou les feuilles d'instruction fournis avec ce produit ou équipement facultatif. Si vous ne pouvez pas comprendre les avertissements, les attentions ou les instructions, contactez un professionnel de soins de santé, un revendeur ou un personnel technique avant d'essayer d'utiliser cet équipement - autrement, les dommages ou les dommages peuvent se produire.
- Les utilisateurs dont les capacités physiques sont restreintes doivent être supervisés ou aidés pour utiliser la chaise d'aisance.
- Les rallonges de pattes avec embouts de caoutchouc DOIVENT être en contact avec le sol en tout temps.
- Respectez TOUJOURS les limitations de poids qui figurent sur l'étiquette de votre chaise d'aisance. Vérifiez que toutes les étiquettes sont bien présentes et qu'elles sont lisibles. Remplacez-les si nécessaire.
- S'assurer que les boutons à ressort ressortent complètement des mêmes orifices de montage sur chaque rallonge de patte. Ceci permet de s'assurer que les pattes sont bien bloquées en position et qu'elles sont de niveau.
- S'assurer que TOUTES les vis, les écrous et/ou les boulons sont bien serrés en tout temps.
- Vérifier si les embouts de caoutchouc des rallonges de pattes sont déchirés, usés, fendillés ou s'il en manque. Le cas échéant, les remplacer immédiatement.
- Les écrous à oreilles du tube du dossier DOIVENT être vérifiés régulièrement pour s'assurer qu'ils sont bien serrés, sans quoi des blessures ou des dommages peuvent survenir.
- Avant d'enlever/installer le siège et le couvercle, laissez le siège et le couvercle atteindre la température de la pièce s'ils ont été exposés au froid. Ceci évitera que les pinces du siège ne se brisent lorsque vous les enlèverez/installerez sur le rail du châssis arrière de la chaise d'aisance.

Installer/Enlever le siège, le couvercle et le seau

Installer

REMARQUE: Lorsque vous installez le siège sur le cadre, assurez-vous que le siège est à égale distance des supports latéraux afin qu'il soit stable.

REMARQUE: NE PAS employer de force excessive en installant le siège et le couvercle.

REMARQUE: Installez d'abord le siège, puis le couvercle.

1. Alignez les rainures du dessous du siège avec le cadre de la chaise d'aisance.
2. Appuyez fermement jusqu'à ce que le siège s'encastre.
3. Mettez le seau en place.

Enlever

REMARQUE: Lorsque vous retirez le siège ou le couvercle, retirez le seau, le couvercle, et ensuite le siège.

REMARQUE: NE PAS employer de force excessive en installant le siège et le couvercle.

1. Enlevez le seau.
1. Saisissez le coin arrière du couvercle et levez-le fermement.
2. Saisissez le coin arrière du siège et levez-le fermement.

Installer/Enlever la traverse arrière (le cas échéant)

REMARQUE: Cette procédure s'applique UNIQUEMENT aux modèles 6497 et 6500-BHD.

Installer

1. Enfoncez les boutons à ressort de chaque côté du cadre arrière.
2. Installez la traverse arrière dans le cadre. Ajustez le cadre arrière jusqu'à ce que les boutons à ressort ressortent des orifices de montage de chaque côté du cadre.

REMARQUE: On entend un clic quand chaque bouton à ressort est correctement encastré dans les orifices de montage.

Enlever

1. Appuyez sur les boutons à ressort de chaque côté du cadre arrière.
2. Enlevez la traverse arrière du cadre.


Régler la hauteur de la chaise d'aisance

1. Enfoncez le bouton à ressort dans le cadre et réglez la rallonge des pattes sur l'orifice de montage du niveau approprié.


REMARQUE: On entendra un « clic ».

REMARQUE: Assurez-vous que les boutons à ressort sont bien encastrés dans les orifices de montage du niveau approprié avant utilisation.

2. Répétez l'ÉTAPE 1 pour ajuster les autres rallonges de pattes.



REMARQUE: Le modèle 9630 est montré ici.



Garantie Limitée

REMARQUE: LA GARANTIE CI-DESSOUS A ÉTÉ RÉDIGÉE EN ACCORD AVEC LA LOI FÉDÉRALE APPLICABLE SUR LES PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4 JUILLET 1975.

Cette garantie est valable pour l'acheteur/utilisateur initial de nos produits seulement.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. D'autres droits variant d'un État à l'autre peuvent se rajouter.

Invacare garantit ce produit à vie contre tout défaut de fabrication ou défaut dans le matériel et ce, pour l'acheteur/utilisateur initial. INVACARE garantit 6559 contre tout défaut de fabrication ou défaut dans le matériel pour une période de cinq ans pour l'acheteur initial. Si, durant cette période, ce produit devait s'avérer défectueux, ce dernier sera réparé ou remplacé, suivant le choix d'Invacare. Cette garantie ne comprend aucun frais de main-d'œuvre ou d'envoi relié au remplacement ou à la réparation de ce produit. La seule et unique obligation d'Invacare se limite au remplacement ou à la réparation du produit.

Pour le service, contactez le fournisseur qui vous a vendu le produit Invacare. Si vous n'obtenez pas un service satisfaisant, écrivez directement à Invacare à l'adresse indiquée ci-dessous. Fournir le nom du fournisseur, l'adresse, le numéro de modèle et la date d'achat, indiquer la nature du problème et, si le produit comporte un numéro de série, indiquer ce dernier.

Invacare émettra une autorisation de retour. L'unité ou les pièces défectueuses doivent être retournées pour vérification de garantie, en indiquant le numéro de série, s'il y a lieu, et dans les trente (30) jours suivant la date de réception de l'autorisation de retour. NE PAS retourner un produit à l'usine sans d'abord avoir obtenu notre consentement. Les envois C.O.D. (payables sur réception) seront refusés. Veuillez payer à l'avance les frais d'envoi.

RESTRICTIONS: LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PROBLÈMES DÉCOULANT DE L'USURE NORMALE, OU SI LES INSTRUCTIONS CI-INCLUSES N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES. DE PLUS, LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE A ÉTÉ EFFACÉ OU MODIFIÉ, AUX PRODUITS MAL ENTRETENUS, ACCIDENTÉS, INADÉQUATEMENT UTILISÉS, ENTRETENUS OU ENTREPOSÉS, AUX PRODUITS MODIFIÉS SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT D'INVACARE, INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS À, LA MODIFICATION AVEC DES PIÈCES OU ACCESSOIRES NON AUTORISÉS, AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS PAR DES RÉPARATIONS FAITES SANS L'APPROBATION D'INVACARE, OU AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS DANS DES CIRCONSTANCES AU-DELÀ DU CONTRÔLE D'INVACARE, AUX PRODUITS RÉPARÉS PAR UNE PERSONNE AUTRE QU'UN FOURNISSEUR AUTORISÉ INVACARE, ET L'ÉVALUATION SERA FAITE PAR INVACARE.

LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE EST EXCLUSIVE; ELLE S'APPLIQUE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE. EN PARTICULIER, ELLE REND NULLE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE POUR UNE UTILISATION QUELCONQUE. LE SEUL RECOURS EN CAS DE VIOLATION D'UNE GARANTIE QUELCONQUE EST LIMITÉ À LA RÉPARATION ET AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX CONFORMÉMENT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AUCUNE GARANTIE IMPLICITE NE S'ENTEND AU DELÀ DE LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LA RESPONSABILITÉ DE INVACARE N'EST EN AUCUN CAS ENGAGÉE EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS.

CETTE GARANTIE DEVRA ÊTRE ÉLARGIE POUR RÉPONDRE AUX LOIS ET AUX RÉGLEMENTS DES ÉTATS (PROVINCES).

Invacare Corporation

www.invacare.com

USA
One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44036-2125
800-333-6900

Canada
570 Matheson Blvd E Unit 8
Mississauga Ontario
L4Z 4G4 Canada
800-668-5324

All rights reserved. Trademarks are identified by the symbols ™ and ®. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation unless otherwise noted.

© 2008 Invacare Corporation

Part No 1148075

Rev B - 07/08



Yes, you can!