


# TILBEHØRSHÅNDBOK

NO



## STAND ASSIST



Håndboken for tilbehøret "Stand Assist" er et tillegg til hovedhåndboken for **DOLOMITE STEP UP** og må brukes sammen med brukerhåndboken med delenr. I537352.



# Bruksområder

**DOLOMITE STAND ASSIST** er et hjelpemiddel for brukere som trenger hjelp til å stå. **STAND ASSIST** består av en ståplate, knebeskyttelse og støttesele.

...kan også brukes som transporthjelp.

...skal brukes sammen med **DOLOMITE STEP UP** gåbord

...skal brukes sammen med **DOLOMITE STEP UP** gåbord

...kan brukes på **STEP UP**-hydraulisk, manuelt og elektrisk.

...er beregnet for innendørs bruk.

...må ikke brukes i våte rom.

## Montering

### 1. Ståplate

Fest ståplaten til rammen ved å føre vaieren under krysstaget og henge festene over armene på rammen.

Obs! Kontroller at ståplaten er ordentlig festet.



Vær forsiktig ved montering av ståplaten, da det kan være fare for å komme i klem mellom festet på ståplaten og rammen.

### 2. Knebeskyttelse

A) Fest knebeskyttelse ved å sette låseplaten i åpningen på midtstolpen og deretter dreie platen til riktig stilling (se bildet).

B) Fest holderen for knestøtten på platen, og trekk til knappen. Innsnittene skal vende oppover.







“Pass nøye på at du ikke plasserer festet for knestøtten over nødstopknappen (A). Festet må plasseres enten ovenfor eller nedenfor nødknappen.”

C) Løsne knappene på knestøtten. De skal ikke tas av. La knestøtten gli ned på holderen, og trekk til knappene forsiktig (se bildet).

### 3. Montere/løsne selene

Fest selene til gåbordet ved å legge festeringene til selene over håndtakene (A). Du løsner selene ved å åpne smekklåsen (B) eller ved å løfte den ene eller begge festeringene fra håndtakene.




# Ergonomi/justering

## 4. Justere selene

Lengden på selene kan justeres ved å løsne festet (A). Lengden kan også justeres ved å velge den indre (B) eller den ytre (C) ringen når selene monteres.




Pass på at brukeren har den nødvendige støtte før selene løsnes eller låsen for selene åpnes!



## 5. Tilpasninger for brukeren

- Plasser hjulene slik at de vender forover, for å gjøre støtteflaten så stor som mulig.
- Lås parkeringsbremsen på gåbordet.
- Brukeren må stå så nær fronten av ståplaten som mulig.
- Juster knestøtten. Den skal plasseres under knærne til brukeren for å redusere belastningen på knærne.
- Hjelp brukeren opp i oppreist stilling ved behov.
- Monter selene mens brukeren står. Selene skal plasseres som vist i illustrasjonen.
- Støttestroppene på selene skal plasseres bak ryggen og under baken (A) for å gi mest mulig støtte.
- Juster stroppen til en passende lengde før brukeren står i oppreist stilling.
- Stroppen med festet bør plasseres på ryggen til brukeren, slik at det er lettere å komme til justeringsdelen.
- Finjuster stroppen (B) når brukeren står i oppreist stilling, slik at selene gir optimal støtte.
- Påse at brukeren er sikret mens selene blir justert. Legg en støttende hånd mot ryggen til brukeren, slik at vedkommende føler seg trygg.



## 6. Transportere brukeren

- Brukeren kan transporteres stående på ståplaten over korte avstander innendørs.
- Løsne parkeringsbremsen, transporter brukeren og lås parkeringsbremsen igjen.




Vær forsiktig ved bruk på hellende underlag.



Vær forsiktig ved bruk over hindringer som for eksempel dørterskler.

Selene må alltid monteres når brukeren transporteres på ståplaten.



## 7. Hjelp til å reise seg


Når produktet skal brukes som en hjelp til å reise seg, må det tas hensyn til brukerens fysikk. Brukeren må ha noe styrke i armer og ben for å kunne benytte funksjonen..

**DOLOMITE STAND ASSIST** bør bare brukes som hjelp til å reise seg i kombinasjon med **DOLOMITE STEP UP** elektrisk.

Rådfør deg alltid med kvalifisert medisinsk personale før du bruker **DOLOMITE STEP UP** i kombinasjon med ståstøtten som hjelp til å reise seg.

- Plasser hjulene slik at de vender forover, for å gjøre støtteflaten så stor som mulig.
- Plasser armstøtten i en lav stilling ved hjelp av håndkontrollen.
- Brukeren må plassere føttene så nær fronten av ståplaten som mulig, lene seg forover og holde i kjørehåndtakene mens ledsageren justerer høyden på armstøttene oppover ved hjelp av håndkontrollen.
- Brukeren må samtidig ha nok styrke til å kunne bruke ben og armer til å skyve/dra seg selv opp i stående stilling.

Du finner mer informasjon i kapittel 5 "Tilpasninger for brukeren".



# Sikkerhet



**DOLOMITE STAND ASSIST** må alltid brukes med sikkerhetssele som følger med. Sele bør alltid monteres når brukeren står. Brukeren kan bare reise seg uten sele hvis kvalifisert medisinsk personale har bekreftet at dette ikke utgjør noen risiko for brukeren, og hvis brukeren ikke transporteres på ståplaten.



**DOLOMITE STAND ASSIST** bør ikke brukes på steder hvor det er risiko for at produktet blir oversprøytet med vann, for eksempel våte rom.



**DOLOMITE STAND ASSIST** skal bare brukes når det er en ledsager tilstede. Ikke la brukeren stå på ståplaten uten tilsyn.



Hjulene på **gåbordet** må låses når brukeren flytter seg til ståplaten.



Pass på at gåbordet ikke velter over brukeren når han/hun reiser seg / setter seg ned.

INVACARE frasier seg ethvert ansvar for arbeider som utføres på **DOLOMITE STAND ASSIST** (justeringer, reparasjoner som utføres feil), som ikke er innenfor **INVACARE**s kontroll.

## Vedlikehold og service

### Rengjøring

- **DOLOMITE STAND ASSIST** kan tørkes av med en fuktig klut, men egner seg ikke for rengjøring i vaskemaskin eller med høytrykksvasker.
- Etter rengjøring må produktet tørke helt.
- det avtagbare trekket til kneputen og selene til **DOLOMITE STAND ASSIST** kan rengjøres med de fleste vanlige rengjøringsmidler som finnes på markedet.
- Bruk aldri syrer, baser eller løsemidler til å rengjøre produktet.

## **Merknader**

## **Merknader**

# Salgskontorer

## **Belgia og Luxembourg:**

Invacare nv, Autobaan 22  
B-8210 Loppem  
Tlf: (32) (0)50 83 10 10  
Faks: (32) (0)50 83 10 11  
belgium@invacare.com

## **Danmark:**

Invacare A/S, Sdr. Ringvej 37  
DK-2605 Brøndby  
Tlf: (45) (0)36 90 00 00  
Faks: (45) (0)36 90 00 01  
denmark@invacare.com

## **Tyskland:**

Invacare GmbH, Alemannenstraße 10  
D-88316 Isny  
Tlf: (49) (0)75 62 7 00 0  
Faks: (49) (0)75 62 7 00 66  
info@invacare-aquatec.com

Ulrich Alber GmbH, Vor dem Weissen Stein 21  
D-72461 Albstadt-Tailfingen  
Tlf: (49) (0)7432 2006 0,  
Faks: (49) (0)7432 2006 299  
info@ulrich-alber.de

## **Europeisk forhandlerorgansiasjon:**

Invacare, Kleiststraße 49  
D-32457 Porta Westfalica  
Tlf: (49) (0)57 31 754 540  
Faks: (49) (0)57 31 754 541  
edo@invacare.com

## **Spania:**

Invacare SA, c/Areny s/n, Polígon Industrial de Celrà  
E-17460 Celrà (Girona)  
Tlf: (34) (0)972 49 32 00,  
Faks: (34) (0)972 49 32 20  
contactsp@invacare.com

## **Frankrike:**

Invacare Poirier SAS, Route de St Roch  
F-37230 Fondettes  
Tlf: (33) (0)2 47 62 64 66  
Faks: (33) (0)2 47 42 12 24  
contactfr@invacare.com

## **Irland:**

Invacare Ireland Ltd, Unit 5 Seatown Business Campus  
Seatown Road, Swords, County Dublin  
Tlf: (353) 1 810 7084  
Faks: (353) 1 810 7085  
ireland@invacare.com

## **Italia:**

Invacare Mecc San s.r.l., Via dei Pini 62  
I-36016 Thiene (VI)  
Tlf: (39) 0445 38 00 59  
Faks: (39) 0445 38 00 34  
italia@invacare.com

## **Nederland:**

Invacare BV, Celsiusstraat 46  
NL-6716 BZ Ede  
Tlf: (31) (0)318 695 757  
Faks: (31) (0)318 695 758  
nederland@invacare.com  
cseede@invacare.com

## **Norge:**

Invacare AS, Grensesvingen 9, Postboks 6230, Etterstad  
NO-0603 Oslo  
Tlf: (47) (0)22 57 95 00  
Faks: (47) (0)22 57 95 01  
norway@invacare.com  
island@invacare.com

## **Østerrike:**

Invacare Austria GmbH, Herzog Odilostrasse 101  
A-5310 Mondsee  
Tlf: (43) 6232 5535 0  
Faks: (43) 6232 5535 4  
info@invacare-austria.com

## **Portugal:**

Invacare Lda, Rua Estrada Velha, 949  
P-4465-784 Leça do Balio  
Tlf: (351) (0)225 1059 46/47  
Faks: (351) (0)225 1057 39  
portugal@invacare.com

## **Sverige og Finland:**

Invacare AB, Fagerstagatan 9  
SE-163 91 Spånga  
Tlf: (46) (0)8 761 70 90  
Faks: (46) (0)8 761 81 08  
sweden@invacare.com  
finland@invacare.com

## **Sveits:**

Invacare AG, Benkenstrasse 260  
CH-4108 Witterswil  
Tlf: (41) (0)61 487 70 80  
Faks: (41) (0)61 487 70 81  
switzerland@invacare.com

## **Storbritannia:**

Invacare Ltd, Pencoed Technology Park, Pencoed  
Bridgend CF35 5AQ  
Tlf: (44) (0)1656 776 200  
Faks: (44) (0)1656 776 201  
UK@invacare.com



## **Produsent**

INVACARE DOLOMITE AB, Box 200, 343 75 DIÖ, SWEDEN  
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46 (0)476 535 99

