


Stayflex™ Anterior Trunk Support, Front-Pull

INSTALLATION AND USER'S INSTRUCTIONS

ART NOS. SH310, SH311, SH330 & SH331



These instructions provide important information for the safe use and maintenance of all Bodypoint Stayflex™ Anterior Trunk Supports. Give these instructions to the user or their caregiver and review them to ensure that they are understood.

⚠ WARNING! Product should be installed and fitted by a qualified rehab technician.

⚠ WARNING! Because of the risk of choking, it is dangerous to use this product without stabilizing the pelvis – always use with a properly fitted pelvic support belt.

USE:

⚠ WARNING! This product should only be used for positioning a person in a wheelchair or work chair. It is NOT intended for use as a transportation safety device, as a personal restraint device, or in any other application where its failure could result in injury. Misuse of this product is unauthorized and unsafe.

⚠ WARNING! Accidental release of this Stayflex Anterior Trunk Support can allow the user to fall forward. If the user's movements or cognitive abilities could lead to accidental release, a caregiver must be present at all times during its use. Ensure that all caregivers know how to unfasten the product. Failure to do so may delay release in an emergency.

⚠ WARNING! As with any new seating support, this product may change the way a person sits. Users must continue to practice regular pressure relief activities and skin integrity checks, not only where this product contacts the user, but also in primary

pressure-bearing areas such as the sacrum, legs, and buttocks. If increased skin redness or irritation occurs, discontinue use and consult your physician or seating specialist. Failure to do so may result in serious injury, such as pressure ulcers.

MAINTENANCE: Check periodically for signs of wear in the stitching, webbing, and pads. If significant wear is found, contact your supplier for qualified repair or replacement by Bodypoint. Under no circumstance should this product be altered or repaired by unqualified persons—health and safety depend on it!

☰☠☒☒ CLEANING: Machine wash, warm, 40°C (100°F). Do not bleach. Tumble dry, low temperature, or drip dry. Do not iron. (Placing the product inside a cloth bag during washing helps prevent scratches to the product and the machine.)

WARRANTY: This product carries a limited lifetime warranty against defects in workmanship and materials arising under normal use by the original consumer. Contact your supplier or Bodypoint for warranty claims.


For more information on Bodypoint products, and a list of distributors outside the USA, go to www.bodypoint.com

 **Bodypoint®**

EC REP


MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

CE




PACKAGE CONTENTS

- Front-Pull Stayflex™ Anterior Trunk Support
- Top Strap with grommets, or
- Top Strap with slide adjuster and end-fitting
- Cinch-Mount™ or Flat-Mount™ End Fittings
- Cam Buckles (Optional – Art. No. FS032-2)



INSTALLATION REQUIREMENTS


- Wheelchair with a solid backrest set approximately at shoulder height.
- Mounting screws with a minimum pullout strength of 200lbs/90kg. Not included in package.



INSTALLATION


Seat user in wheelchair and establish correct posture with Pelvic Support Belt. Place Stayflex pad on chest and drape upper straps over backrest.

⚠ Top of zipper should never rise above user's sternum.



TOP STRAPS WITH GROMMETS


1. Adjust each shoulder strap for a comfortable fit, according to the user's shoulder width and sitting position. Mark for mounting screws to hold this position.
2. Attach to backrest using suitable fasteners.



TOP STRAP WITH SLIDE ADJUSTER


Thread webbing through slide adjuster and end-fitting as shown. Attach to backrest.

Or
Attach cam buckle to backrest using suitable fasteners. Thread webbing through cam buckle. Cam buckles are suitable for users up to 75kg.



LOWER STRAPS

Wrap lower straps around backrest without obstructing other devices on wheelchair. Mount end fittings above top of the pelvis, between middle and lower back height. Attach to backrest using suitable fasteners.



SAFETY CHECK


Have user lean forward and from side to side to check fit. Check for:

1. **COMFORT** if rubbing neck, relocate upper straps.
2. **POSITION** if too high or too low, adjust lower straps.
3. **INTERFERENCE WITH OTHER DEVICES**

Relocate straps as necessary to clear seat tilting mechanism, armrests, accessory pads, or feeding tubes.

Del Soporte Anterior Para Tronco Stayflex™ con Tirador Frontal

ART NOS. SH310, SH311, SH330 & SH331



Estas instrucciones proporcionan información importante para el uso seguro y el mantenimiento de todos los soportes para el tronco anterior Stayflex de Bodypoint. Facilite estas instrucciones al usuario o a su cuidador y revíselas con ellos para garantizar su comprensión.

⚠ ADVERTENCIA: El producto debe ser instalado y colocado por un técnico de rehabilitación cualificado.

⚠ ADVERTENCIA: Debido al riesgo de estrangulación, es peligroso usar este producto sin estabilizar la pelvis. Utilícelo siempre con un soporte adecuado para la pelvis.

USO:

⚠ ADVERTENCIA: Este producto solo debe usarse para colocar a una persona en la silla de ruedas o de trabajo. NO debe usarse como dispositivo de seguridad para transporte, ni como dispositivo de restricción personal o en cualquier otra aplicación en la que su mal funcionamiento podría causar lesiones a la persona. El uso inapropiado de este producto no está autorizado y además es inseguro.

⚠ ADVERTENCIA: La liberación accidental de este soporte para el tronco anterior Stayflex puede provocar que el usuario se caiga hacia adelante. Si los movimientos corporales o las capacidades cognitivas del usuario pudieran provocar una liberación accidental del arnés, un cuidador debe estar presente en todo momento durante su uso. Asegúrese de que los cuidadores saben quitar el producto. En caso contrario se podría demorar el desenganche en una emergencia.

ADVERTENCIA: Al igual que cualquier soporte de asiento nuevo, este producto puede cambiar la manera de sentarse de una persona. Los usuarios deben continuar practicando actividades de alivio de presión regulares y comprobaciones de

integridad de la piel, no sólo donde este producto esté en contacto con el usuario, sino también en áreas de presión de apoyo principales, tales como el sacro, piernas y nalgas. Si se producen eritemas o irritaciones de la piel, interrumpa el uso y consulte a su médico o fisioterapeuta. En caso de no hacerlo, puede ocasionar lesiones graves tales como úlceras por presión.

MANTENIMIENTO: Compruebe periódicamente si existen señales de desgaste en la costura, tejido y almohadillado. Si hay excesivo desgaste, póngase en contacto con su proveedor para que Bodypoint realice una reparación o una sustitución. El personal no cualificado no debe modificar ni reparar este producto bajo ninguna circunstancia, la salud y seguridad de los pacientes depende de ello.

🧼🚰🔥🚫 LIMPIEZA: Lavar a máquina, caliente, 40° C (100°F). No usar lejía. Secar en secadora, a baja temperatura, o colgar sin retorcer. No planchar. (Si coloca el producto dentro de una bolsa de tela durante el lavado ayudará a evitar arañazos al producto y a la propia lavadora).

GARANTÍA: Este producto tiene una garantía limitada de por vida contra defectos de mano de obra y materiales derivados de un uso normal del paciente original. Póngase en contacto con su proveedor o con Bodypoint si desea realizar reclamaciones por la garantía.




Si desea obtener más información sobre productos de Bodypoint y una lista de distribuidores fuera de EE.UU., visite www.bodypoint.com.

 **Bodypoint**®

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

CE





CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Soporte anterior para tronco Stayflex™ con tirador frontal
- Correa superior con arandelas, o
- Correa superior con ajustador deslizante y anclaje
- Accesorios Cinch-Mount™ o Flat-Mount™
- Hebillas (Opcional. Art. Nº FS032-2)

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN:

- La silla de ruedas con respaldo sólido debe llegar aproximadamente hasta la altura del hombro.
- Los tornillos de montaje deben tener una resistencia mínima a tirones de 90 kg/200 libras. No están incluidos en el paquete.





INSTALACIÓN

Siente al usuario en la silla de ruedas y establezca la postura correcta con la correa de soporte de la pelvis. Coloque la almohadilla Stayflex sobre el pecho y las correas superiores sobre el respaldo. Coloque las correas entre el cuello y la articulación del hombro.

⚠ La parte superior de la cremallera no debe sobrepasar el esternón del usuario.

CORREA SUPERIOR CON ARANDELAS

1. Ajuste cada correa del hombro para que quede cómoda, según el ancho de hombro del usuario y su posición sentado. Marque para mantener la posición de los tornillos de montaje.
2. Acoplar al respaldo utilizando las sujeciones apropiadas.



CORREA SUPERIOR CON AJUSTADOR DESLIZANTE

Pase la cincha por el ajustador deslizante y el anclaje como se indica en la imagen. Fíjela al respaldo.

O Fije la hebilla de leva al respaldo usando sujeciones apropiadas. Pase la cincha por la hebilla de leva. Las hebillas de leva pueden usarlas personas de hasta 75 kg.


CORREAS INFERIORES

Enrolle las correas inferiores alrededor del respaldo sin obstruir a los otros dispositivos de la silla de ruedas. Coloque los accesorios de los extremos por encima de la parte superior de la pelvis, entre la parte media e inferior de la espalda. Fíjelos al respaldo usando sujeciones apropiadas.

COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD


Haga que el usuario se incline hacia adelante y hacia los lados para comprobar el ajuste. Compruebe:

1. **La comodidad:** en el caso de que roce el cuello, vuelva a colocar las correas superiores.
2. **La posición:** si está demasiado alta o demasiado baja, ajuste las correas inferiores.
3. **La interferencia con otros dispositivos:** cambie la posición de las correas si es necesario para que no interfieran con el mecanismo de inclinación del asiento, de los reposabrazos, de los accesorios almohadillados o los tubos para la alimentación.



de Traction Avant de la Partie Antérieure du Tronc Stayflex™

ART NOS. SH310, SH311, SH330 & SH331



Ces consignes fournissent des informations importantes quant à la sécurité et l'entretien de tous les supports thoraciques antérieurs Stayflex Bodypoint. Remettez ces instructions à l'utilisateur ou à son soignant et passez-les en revue avec eux pour vérifier qu'elles ont été comprises.

⚠ AVERTISSEMENT ! Ce produit doit être installé et ajusté par un technicien qualifié en réadaptation.

⚠ AVERTISSEMENT ! En raison du risque de suffocation, il est dangereux d'employer ce produit sans stabiliser le bassin. Utiliser systématiquement une ceinture pelvienne correctement ajustée.

UTILISATION :

⚠ AVERTISSEMENT ! Ce produit doit servir uniquement à placer une personne dans un fauteuil roulant ou un fauteuil de travail. Il n'est pas conçu pour servir de ceinture de sécurité pour le transport ou de dispositif personnel de retenue, ou pour toute autre application où ses limites pourraient causer un préjudice corporel. Une mauvaise utilisation de ce produit est interdite et dangereuse.

⚠ AVERTISSEMENT ! L'ouverture accidentelle du support antérieur de buste Stayflex pose un risque de chute à l'utilisateur. Si les mouvements ou l'aptitude mentale de l'utilisateur posent un risque d'ouverture accidentelle du baudrier de sécurité, le soignant doit toujours être présent lors de l'utilisation. S'assurer que tout le personnel soignant sait comment détacher le produit. Dans le cas contraire, cela pourrait occasionner une perte de temps en cas d'urgence.

⚠ AVERTISSEMENT ! Comme c'est le cas pour tous les supports de siège, cet appareil peut modifier la position assise d'une personne. L'utilisateur doit continuer à pratiquer des mouvements de soulagement de la pression et des vérifications de l'intégrité cutanée, non seulement aux endroits où ce dispositif est en contact avec sa

peau, mais également dans les zones qui supportent la pression, comme le sacrum, les jambes et les fesses. En cas de rougeur ou d'irritation de la peau, cessez l'emploi et consultez votre médecin ou un spécialiste de l'appui d'assise. Ne pas vous conformer à cette précaution pourrait entraîner de graves blessures, par exemple des ulcères de pression.

ENTRETIEN : Suveiller régulièrement les traces d'usure au niveau des coutures, des sangles et des coussinets. En cas d'usure importante, contacter le fournisseur pour obtenir une réparation par du personnel qualifié ou un remplacement par Bodypoint. En aucune circonstance ce produit ne doit être modifié ou réparé par des personnes non qualifiées. La santé et la sécurité de l'utilisateur en dépendent !

🧺🔥🚰🗑 NETTOYAGE : Laver en machine, 40°C (100°F). Ne pas blanchir. Séchage par culbutage, basse température, ou séchage par égouttement. Ne pas repasser. (Pour éviter de rayer la ceinture et la machine, placer la ceinture dans un sac en toile lors du lavage.)

GARANTIE : Ce produit est assorti d'une garantie limitée à vie contre les défauts d'exécution ou de fabrication, dans le cadre d'une utilisation normale par le consommateur initial. Contacter le fournisseur ou Bodypoint pour faire valoir la garantie.


Pour plus d'informations sur les produits Bodypoint, et consulter la liste des distributeurs en dehors des États-Unis, rendez-vous sur www.bodypoint.com.

BP Bodypoint®

EC REP


MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

CE




CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Support de traction avant de la partie antérieure du tronc Stayflex™
- Bride supérieure avec œillets, ou
- Bride supérieure avec glissière de réglage et raccordement d'extrémité
- Boucles Cinch-Mount™ ou Flat-Mount™
- Boucles à came (en option – réf. FS032-2)





INSTALLATION

Asseoir l'utilisateur dans le fauteuil roulant et définir le bon maintien avec la ceinture pelvienne. Placez le coussin Stayflex sur la poitrine et drapiez les sangles supérieures au-dessus du dossier. Placez les sangles supérieures entre le cou et l'articulation de l'épaule **⚠** Le dessus de la trottette ne doit jamais s'élever au-dessus du sternum de l'utilisateur.




BRIDE SUPÉRIEURE AVEC GLISSIÈRE DE RÉGLAGE

Faire passer la sangle à travers la glissière de réglage et le raccordement d'extrémité comme indiqué. Fixer au dossier. Ou
Fixer la boucle à came au dossier à l'aide des attaches appropriées. Faire passer la sangle à travers la boucle à came. Les boucles à came conviennent aux utilisateurs pesant jusqu'à 75 kg.




CONDITIONS D'INSTALLATION :

- Fauteuil roulant avec un dossier plein, réglé approximativement à hauteur d'épaule.
- Vis de montage ayant une résistance à l'arrachement minimum de 200 livres / 90 kg. Non incluses.



BRIDE SUPÉRIEURE AVEC ŒILLETS

1. Ajuster chaque sangle d'épaule pour un maintien confortable, en conformité avec la largeur d'épaule de l'utilisateur et sa position assise. Placer les vis de fixation pour maintenir cette position.
2. Fixer les sangles supérieures au dossier à l'aide des attaches appropriées.




SANGLES INFÉRIEURES

Enrouler les sangles inférieures autour du dossier sans entraver d'autres dispositifs du fauteuil roulant. Monter les boucles au-dessus du haut du bassin, à mi-chemin du bas et du centre du dos. Fixer les sangles supérieures au dossier à l'aide des attaches appropriées.

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

Demandez à l'utilisateur de se pencher en avant et latéralement d'un côté et de l'autre pour vérifier le réglage. Contrôler les points suivants :

1. **Confort** En cas de frottements au niveau du cou, changer de place les sangles supérieures.
2. **Position** Si trop haut ou trop bas, ajustez les sangles inférieures
3. **Interférences avec d'autres dispositifs** Changer de place les sangles comme il convient pour dégager le mécanisme d'inclinaison du fauteuil, les accoudoirs, les coussinets accessoires ou les tubes d'alimentation.




Stayflex™ Bröstsele Med Åtdrag Framifrån

SV

ANVISNINGAR FÖR MONTERING OCH BRUK

ART NOS. SH310, SH311, SH330 & SH331



Dessa anvisningar innehåller viktig information för säker användning och underhåll av Stayflex bröstsele. Ge anvisningarna till användaren eller assistenten/vårdgivaren och kontrollera att de är förstådda.

⚠ VARNING! Produkten ska installeras och provas ut av därtill kvalificerad personal.

⚠ VARNING! På grund av risk för kvävning är det farligt att använda produkten utan att stabilisera bäckenet. Använd den alltid med ett riktigt utprovat höftbälte.

ANVÄNDNING:

⚠ VARNING! Denna produkt får endast användas för att säkert placera en person i en rullstol eller arbetsstol. Produkten är INTE avsedd att användas som säkerhetsbälte under transport, som en fasthållningsanordning för en person eller på något annat sätt som kan orsaka skada om produkten går sönder. Otillbörlig användning av produkten är ej tillåten och innebär fara.

⚠ VARNING! Om Stayflexselen frigörs av misstag kan användaren falla framåt och falla ur rullstolen. Om användarens rörelser eller kognitiva förmåga kan leda till oavsiktlig frigöring, måste en vårdare alltid vara närvarande när den används. Kontrollera att all vårdpersonal känner till hur selen öppnas. Det kan ha betydelse i en nödsituation.

⚠ VARNING! Som alla nya positioneringshjälpmedel, kan produkten förändra sättet som en person sitter på. Användaren måste träna vanliga aktiviteter för tryckavlastning och kontrollera eventuella hudskador. Inte bara på

ställen där produkten är i kontakt med användaren, utan också på primära tryckkytor som korsben, ben och bak. Om ökad rodnad eller irritation uppstår, avbryt användningen och kontakta läkare eller behörig personal. Om det inte görs, kan allvarliga skador uppstå, som trycksår.

UNDERHÅLL: Kontrollera regelbundet eventuellt slitage på sömmar, band och dynor. Om betydande slitage upptäcks, kontakta din leverantör för reparation eller ersättning från Bodypoint. Under inga omständigheter skall produkten förändras eller repareras av icke behörig person – hälsa och säkerhet står på spel!

RENGÖRING: Maskintvätt, 40°C (100°F). Får ej blekas. Torktumla vid låg temperatur eller droppstorka. Får ej strykas. Om produkten placeras i en tvättpåse undviker man skador på produkten och maskinen.

GARANTI: Produkten har en livstidsgaranti mot brister i tillverkning och material som kan uppstå vid normal användning av den ursprungliga användaren. Kontakta din leverantör eller Bodypoint i garantiärenden.


För mer information om Bodypoints produkter kontakta leverantören. Information finns även på www.bodypoint.com som också innehåller en lista med distributörer utanför USA.

 Bodypoint®

 EC REP



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

 CE




FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- Stayflex Bröstsele med åtdrag framifrån
- Övre band med öljetter, eller
- Övre band med sölja och trekant
- Monteringsdelar: Bandlås med lock eller Trekant och sölja
- Bandlås av plast – endast för selar med åtdrag baktifrån (art nr FS032)




MONTERINGSSKRAV

- Rullstol med ett stadigt ryggstöd som är inställt i ungefärlig axelhöjd.
- Monteringsskruvar med dragstyrka på minst 90 kg/200 lbs. (Medföljer inte)





MONTERING

Placera användaren i rullstolen och ge en korrekt sittposition med hjälp av ett höftbälte. Läggt Stayflex över bröstet och de övre banden över ryggstödet. **⚠** Blixtlåsets översta del får aldrig sitta ovanför användarens bröstben.



ÖVRE BAND MED ÖLJETTER

1. Justera varje axelband så att brukaren finner det bekvämt med hänsyn till axelbredd och sittställning. Märk upp skruvarnas placering för att bibehålla den valda sittställningen.
2. Fäst banden på ryggstödet eller motsvarande med lämpliga beslag.



ÖVRE BAND MED SÖLJA


Trä bandet genom söljan och trekanten enligt bilden. Fäst på ryggstödet.

Eller

Skruva fast bandlåset av plast på ryggstödet med lämpliga fästdetaljer. Trä bandet genom bandlåset. Lämpligt för användare upp till 75 kg.

NEDRE SELBAND

Lägg de nedre banden runt ryggstödet och se till att de inte kommer i vägen för andra anordningar på stolen. Montera fästbeslagen högre än bäckenet, mellan mitten och nederdelen av ryggen. Montera på ryggstödet med lämpliga fästankordningar.



SÄKERHETSKONTROLL:


Be användaren luta sig framåt och från sida till sida för att kontrollera passformen. Kontrollera:

1. **Komforten.** Om halsen skavs ska de övre banden justeras.
2. **Placeringen.** Om de är för högt eller för lågt ska de nedre banden justeras.
3. **Störningar i anslutning till andra anordningar.** Placera om banden för att inte hindra sitsinställningar, armstöd, extra dynor eller ventrikelsonder.

Stayflex™ -Etuvarतालotuki,

ETUPOUELELTA VEDETTÄVÄ, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

ART NOS. SH310, SH311, SH330 & SH331



Nämä ohjeet sisältävät tärkeää tietoa kaikkien Bodypoint Stayflex-kehon etuosan tukien turvallisesta käytöstä ja huollosta. Anna nämä ohjeet käyttäjälle tai hoitajalle ja varmista, että ne on luettu ja ymmärretty.

VAROITUS! Tuote tulee asennuttaa ja sovituttaa pätevällä kuntoutuksen asiantuntijalla.

VAROITUS! Kuristumisvaaran takia tämän tuotteen käyttö ilman lantion kiinnitystä on vaarallista – käytä tuotetta aina oikein asennetun lantiovyön kanssa.

KÄYTTÖ:

VAROITUS! Tätä tuotetta tulee käyttää ainoastaan henkilön asettamiseen pyörätuoliin tai työtuoliin. Sitä ei ole tarkoitettu kuljetuksen turvalaitteeksi, henkilön rajoittamiseksi tai mihinkään muuhun tarkoitukseen, jossa sen rikkoutuminen voi aiheuttaa vahinkoja. Tämän tuotteen väärinkäyttö on vaarallista eikä se ole sallittua valmistajan toimesta.

VAROITUS! Stayflex-kehon etuosan tuen aukaiseminen vahingossa voi päästää käyttäjän kaatumaan eteenpäin. Jos käyttäjän liikkeet tai puutteet havaintokyvyyssä saattavat johtaa vöiden aukaisemiseen vahingossa, on avustajan oltava aina läsnä niitä käytettäessä. On varmistettava, että avustaja tietää miten tuote irrotetaan. Mikäli näin ei tehdä, avaaminen voi hätätilanteessa viivästyä.

VAROITUS! Kuten kaikki uudet istumatuet, tämä tuote saattaa vaikuttaa henkilön istuma-asentoon. Käyttäjien tulee jatkaa normaaleja painetta helpottavia toimintojaan ja ihon kuntotarkastuksia. Ihotarkastuksia ei tule

suorittaa ainoastaan niistä kohdista, joissa laite koskettaa käyttäjää, vaan myös kovimman paineen alaisista alueista kuten ristiluun, takareidet ja pakarat. Jos lisääntynyttä ihon punoitusta tai ärsytystä havaitaan, keskeytä tuotteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin tai istumisasiantuntijaan. Mikäli näin ei tehdä, voi käyttö aiheuttaa vakavia vammoja, kuten paineenvaamia.

HUOLTO: Tarkasta ajoittain kulumisen merkit neuloksissa, vyössä ja pehmuksissa. Mikäli joissakin osissa havaitaan merkittävää kulumista, ota yhteyttä jälleenmyyjään Bodypoint korjausta tai vaihtoa varten. Epäpäteivät henkilöt eivät missään tapauksessa saa muokata tai korjata tuotetta – se voi aiheuttaa terveys- ja turvallisuusriskejä!



PUHDISTUS: Lämmin konepesu, 40°C (100°F). Ei saa valkaista. Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa tai kuivaus narulla. Ei saa sillittää silitysraudalla. (Tuotteen laittaminen kangaspussissa pesuun auttaa ehkäisemään tuotteen ja pesukoneen naarmuuntumista.)

TAKUU: Tällä tuotteella on rajoitettu elinikäinen takuu koskien valmistusvikoja ja materiaaleja alkuperäisen ostajan normaalissa käytössä. Ota yhteys jälleenmyyjään tai Bodypoint takuuvaihtomusasioissa.


Lisätietoja tästä ja muista Bodypoint-tuotteista sekä Yhdysvaltojen ulkopuolisista jälleenmyyjistä löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.bodypoint.com

 Bodypoint®




MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany





PAKKAUKSEN SISÄLTÖ


- Etupuolelta vedettävä Stayflex™-etuvartalotuki
- Ylähihna, jossa on pienet metallirenkaat, tai
- Ylähihna, jossa on liukusäädin ja kiristyspidike
- Cinch-Mount™ tai Flat-Mount™-kiinnittimet
- Cam soljet (Lisäosa – Osanro. FS032-2)



ASENNUS

Käyttäjän istuuduttua pyörätuoliin tulee hänen oikea istuma-asentonsa vakinnuttaa lantiovyöllä. Aseta Stayflex-pehmuste rinnan päälle ja ylähihnat selkänöjan päälle. Aseta ylähihnat käyttäjän kaulan ja olkanivelen välistä.

⚠ Vetoketjun yläosa ei saa koskaan nousta käyttäjän rintalastan yläpuolelle.






YLÄHIHNA, JOSSA ON LIUKUSÄÄDIN

Pujota kangashihna liukusäätimen ja kiristyspidikkeen läpi esitetyn mukaisesti. Kiinnitä takanojaan.


TAI

Kiinnitä nokkasolki takanojaan sopivien kiinnikkeiden avulla. Pujota kangashihna nokkasoljen läpi. Nokkasoljet soveltuvat enintään 75 kg:n painoisille käyttäjille.





ASENNUSVAATIMUKSET

- Pyörätuoli, jossa kiinteä selkänöja on asetettu noin olan korkeudelle.
- Asennusruuvit, joiden vähimmäislujuus 90kg/200lbs. Eivät sisälly pakkaukseen.



YLÄHIHNA, JOSSA ON PIENET METALLIRENKAAT

1. Säädä jokainen olkahihna mukavasti käyttäjän olkapään leveyden ja istumisasennon mukaisesti. Vakauta asento kiinnittämällä asennusruuvit.
2. Kiinnitä selkänöja käyttämällä soveltuvia kiinnityslaitteita.



ALAHIHNAT

Kiedo alahihnat selkänöjan ympäri niin, etteivät ne estä muita pyörätuolin laitteita.

Aseta pään kiinnikkeet lantion yläosan päälle, selkänöjan keski- ja alkorkeuden väliin. Kiinnitä ylähihnat selkänöjaan sopivia kiinnittimillä.

TURVALLISUUSTARKISTUS


Pyydä käyttäjää nojaamaan eteenpäin ja kummallekin puolelle tarkistaaksesi tuen kiristyksen. Tarkista:

1. **Mukavuus** Mikäli ylähihnat hankaavat kaulaa, aseta ne uudelleen.
2. **Asento** mikäli liian ylhäällä tai alhaalla, muuta alempien hihnojen asentoa
3. **Muiden laitteiden häiritä** Aseta hihnat uudelleen tarpeen mukaan istuimen kaltevuusmekanismin, käsinojen, lisäpehmusteiden tai syöttöputkien toimintojen varmistamiseksi.

Stayflex™ Anteriore Oberkörperhalterung mit Vorderzug

INSTALLATIONS – UND BENUTZERANLEITUNG

ART NOS. SH310, SH311, SH330 & SH331



Diese Anleitungen enthalten wichtige Informationen über die sichere Benutzung und Wartung sämtlicher Stayflex Anteriore Oberkörperhalterungen. Stellen Sie diese Anleitung dem Benutzer oder dem Pflegepersonal zur Verfügung und besprechen Sie den Inhalt, um sicherzustellen, dass die Anleitung verstanden wurde.

⚠️ ACHTUNG! Die Produkte sind von einem Fachmann für orthopädische Technik zu installieren und anzupassen.

⚠️ ACHTUNG! Wegen der Strangulationsgefahr ist es gefährlich, dieses Produkt zu benutzen, ohne das Becken vorher zu stabilisieren – benutzen Sie immer einen richtig befestigten Becken-Haltegurt.

GEBRAUCH:

⚠️ ACHTUNG! Dieses Produkt ist nur zu verwenden, um eine Person in einem Rollstuhl oder Arbeitsstuhl zu positionieren. Es dient NICHT als Sicherheitsvorrichtung während des Transports, und nicht als Rückhaltevorrichtung oder als sonstige Anwendung, bei der durch falsche Handhabung Verletzungen entstehen könnten. Ein Missbrauch dieses Produkts ist nicht zulässig und nicht sicher.

⚠️ ACHTUNG! Ein unbeabsichtigtes Öffnen der Stayflex Anteriore Oberkörperhalterung kann dazu führen, dass der Benutzer nach vorne herausstürzt. Wenn die Bewegungen oder die kognitiven Fähigkeiten des Benutzer zu einem unbeabsichtigten Öffnen führen könnten, muss während der Verwendung ständig ein Pfleger anwesend sein. Stellen Sie sicher, dass alle Pflegepersonen darüber informiert sind, wie man dieses Produkt löst. Andernfalls kann es bei Notfällen zu Verzögerungen kommen.

⚠️ ACHTUNG! Wie bei jeder neuen Sitzhaltungsunterstützung kann sich durch das Produkt die Art und Weise, wie eine Person sitzt, verändern. Benutzer müssen weiterhin regelmäßige Aktivitäten zur Druckentlastung und Hautzustandsüberprüfungen durchführen. Dies darf sich nicht auf den Bereich

beschränken, an dem das Produkt den Benutzer berührt, sondern muss auch für die wichtigsten Druckauflagebereiche wie das Kreuzbein, die Beine und das Gesäß erfolgen. Wenn eine verstärkte Hautrötung oder Hautirritationen auftreten, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, und konsultieren Sie Ihren Arzt oder Ihren Sitzspezialisten. Anderenfalls können daraus ernsthafte Verletzungen wie z.B. Druckgeschwüre resultieren.

WARTUNG: Prüfen Sie die Nähte, das Gurtband und die Polster regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen. Wenden Sie sich bei deutlichen Abnutzungserscheinungen an den Hersteller, der eine Reparatur oder einen Ersatz durch Bodypoint veranlassen wird. Das Produkt darf keinesfalls von nicht qualifizierten Personen verändert oder repariert werden – die Gesundheit und Sicherheit des Benutzers hängen an diesem Gurt!


REINIGEN: Maschinenwäsche, warm, 40° C (100° F). Nicht bleichen. Trocknen im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur oder Lufttrocknung. Nicht bügeln. (Durch die Verwendung eines Kleiderbeutels für das Produkt können Kratzer am Produkt und in der Maschine vermieden werden.)

GARANTIE: Für dieses Produkt besteht eine eingeschränkte Gewährleistung auf Fehler in Material und Verarbeitung, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch durch den ursprünglichen Kunden entstehen. Wenden Sie sich im Garantiefall an den Lieferant oder Bodypoint. Weitere Informationen über Bodypoint-Produkte und eine Liste der Vertreter außerhalb der USA befinden sich auf der Webseite www.bodypoint.com.




MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany





PACKUNGSINHALT


- Stayflex™ anteriore Oberkörperhalterung mit Vorderzug
- Hoher Streifen mit Dichtungen oder
- Hoher Streifen mit Schiebejustierer und Anschlusssteil
- Cinch-Mount™ oder Flat-Mount™ Endbeschläge
- Klemmschnallen (Optional – Art. Nr. FS032-2)



Ø 3/16-1/4"
(5-6mm)


ANFORDERUNGEN FÜR DIE INSTALLATION:

- Ein Rollstuhl mit einem soliden Rücken, der ungefähr auf Schulterhöhe eingestellt ist.
- Befestigungsschrauben mit einer Mindestabreißkraft von 90 kg / 200 lbs. Die Schrauben sind nicht im Paket enthalten.




MONTAGE

Setzen Sie den Patienten in den Rollstuhl und bringen Sie ihn mit Hilfe des Becken-Haltergurtes in die richtige Sitzposition. Setzen Sie das Stayflex-Polster mit den oberen Gurten über der Rückenlehne auf die Brust. Setzen Sie die Gurte zwischen die Hals- und Schultergelenke auf. ⚠ Das obere Ende des Reißverschlusses darf nicht über das Sternum des Benutzers hinausragen.



HOHER STREIFEN MIT DICHTUNGEN


1. Passen Sie jeden Schultergurt angenehm sitzend an und beachten Sie dabei Schulterbreite und Sitzposition des Benutzers. Kennzeichnen Sie für Befestigungsschrauben, um diese Position zu halten.
2. Befestigen Sie sie am Rücken des Rollstuhls. Benutzen Sie geeignete Befestigungselemente.



HOHER STREIFEN MIT SCHIEBEJUSTIERER


Gewebegurte durch Schiebejustierer und Anschlusssteil wie abgebildet. An Sitzlehne befestigen.

Oder Befestigen Sie das Gurtschloss mit passenden Halterungen an der Sitzlehne. Ziehen Sie den Streifen durch das Gurtschloss. Gurtschlösser sind geeignet für Benutzer mit bis zu 75 kg.



UNTERE GURTE

Wickeln Sie die unteren Gurte um den Rücken des Rollstuhls, ohne dabei andere Vorrichtungen am Rollstuhl zu behindern. Befestigen Sie die Endbeschläge über dem oberen Beckenende, zwischen dem mittleren und unteren Rückenhöhe. Befestigen Sie sie am Rücken des Rollstuhls. Benutzen Sie geeignete Befestigungselemente.



SICHERHEITSPRÜFUNG


Lassen Sie den Benutzer nach vorne und seitlich lehnen, um den korrekten Sitz zu prüfen. Prüfen Sie:

1. **Komfort** – Falls der Gurt den Hals irritiert, stellen Sie die oberen Gurte erneut ein.
2. **Position** – sollte der Gurt zu hoch oder niedrig befestigt sein, passen Sie die unteren Gurten an.
3. **Störungen mit anderen Geräten** – Bringen Sie die Gurte neu an, sofern erforderlich, um den Sitzneigungsmechanismus, die Armlehnen, Zubehörteile oder Speiseschläuche in ihren Funktionen nicht zu behindern.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO DEL SUPPORTO

Anteriore per Tronco a Serraggio Posteriore Stayflex™

ART NOS. SH310, SH311, SH330 & SH331



Queste istruzioni forniscono informazioni importanti per la sicurezza d'uso e per la manutenzione di tutti i corpetti toracici anteriori Bodypoint Stayflex. Consegnare queste istruzioni all'utente o all'assistente, controllando che vengano comprese.

⚠ AVVERTENZA! Affidare l'installazione e l'adattamento del prodotto unicamente a un tecnico riabilitativo qualificato.

⚠ AVVERTENZA! A causa del rischio di soffocamento, è pericoloso utilizzare questo prodotto senza stabilizzare le pelvi; utilizzare sempre con una cinghia di supporto pelvico correttamente installata.

USO:

⚠ AVVERTENZA! Il prodotto è destinato unicamente al posizionamento di una persona su una carrozzina o una sedia da lavoro. Il prodotto NON è destinato all'uso come cintura di sicurezza per il trasporto, come dispositivo di immobilizzazione per la sicurezza o per qualsiasi altra applicazione in cui il mancato funzionamento potrebbe provocare lesioni. L'uso non appropriato del prodotto è vietato e pericoloso.

⚠ AVVERTENZA! Lo sgancio accidentale del corpetto toracico anteriore Stayflex può far cadere l'utente in avanti. Se i movimenti o le abilità cognitive dell'utente possono portare ad un'apertura accidentale, durante l'uso deve essere sempre presente un assistente. Verificare che tutti gli assistenti sappiano come slacciare il prodotto, per non ritardarne lo sgancio in caso di emergenza.

⚠ AVVERTENZA! Come per qualsiasi nuovo sostegno per la postura seduta, questo prodotto può modificare il modo in cui una persona sta seduta. Gli utenti devono continuare a muoversi per alleviare la pressione e controllare che la pelle resti

integra, non solo nei punti di contatto del prodotto con l'utente, ma anche in zone soggette a pressione quali quella sacrale, gli arti inferiori e i glutei. Se si verificano arrossamenti o irritazioni della pelle, interrompere l'uso e consultare il proprio medico o lo specialista di postura seduta, onde prevenire lesioni gravi, quali le ulcere da pressione.

MANUTENZIONE: Controllare periodicamente che le cuciture, le cinghie e le imbottiture non siano usurati. Se si rilevano segni di usura, contattare il proprio fornitore per una riparazione qualificata o per la sostituzione presso Bodypoint. In nessun caso il prodotto deve essere alterato o riparato da persone non qualificate: ne va della salute e della sicurezza dell'utente!

🧺🔥🧼📦 PULIZIA: Lavare a macchina, con acqua calda a 40°C (100°F). Non candeggiare. Asciugare nell'asciugatrice a bassa temperatura, oppure appendere e lasciare asciugare. Non stirare. Collocare il prodotto all'interno di un sacchetto di stoffa durante il lavaggio, per evitare graffi alla macchina e al prodotto.


GARANZIA: Il prodotto è coperto da una garanzia di durata limitata contro eventuali difetti nei materiali e nella fabbricazione derivanti da un normale impiego da parte del consumatore originale. Per le richieste in garanzia, contattare il proprio fornitore o Bodypoint. Per maggiori informazioni sui prodotti Bodypoint, e per un elenco di distributori fuori degli USA, visitare il sito www.bodypoint.com.

BP Bodypoint®

EC REP



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

CE




LA CONFEZIONE CONTIENE

- Supporto anteriore per tronco a serraggio anteriore Stayflex™
- Cinghia superiore con occhielli, oppure
- Cinghia superiore con adattatore scorrevole e fibbia
- Attacchi Cinch-Mount™ o Flat-Mount™
- Fibbie a camme (opzionale – Art. No. FS032-2)




REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE:

- Sedia a rotelle con schienale solido all'altezza all'incirca delle spalle.
- Viti di montaggio con forza di estrazione minima di 90 kg (200 libbre). Non incluse nella confezione.




INSTALLAZIONE

Invitare l'utente a sedersi nella sedia a rotelle e verificare che abbia assunto la postura corretta per la cintura pelvica di supporto. Posizionare il corpetto Stayflex sul petto con le cinghie sopra lo schienale. Posizionare le cinghie tra il collo e l'articolazione della spalla. La sommità della cerniera non deve mai essere più alta dello sterno del paziente.



CINGHIA SUPERIORE CON OCCHIELLI


1. Regolare ogni cinghia sulle spalle in modo che sia aderente e comoda adattandola alla larghezza della spalla del paziente e alla sua posizione da seduto. Contrassegnare la posizione delle viti di montaggio per mantenere la posizione.
2. Collegare le cinghie superiori allo schienale utilizzando dispositivi di fissaggio adatti.



CINGHIA SUPERIORE CON ADATTATORE SCORREVOLE


Far scorrere la fettuccia attraverso l'adattatore scorrevole e la parte terminale come mostrato. Collegare allo schienale.

Collegare la fibbia a camme allo schienale utilizzando dispositivi di fissaggio adatti. Far passare la fettuccia attraverso la fibbia a camme. Le fibbie a camme sono adatte per utenti che pesano fino a 75 kg.



CINGHIE INFERIORI

Avvolgere le cinghie inferiori attorno allo schienale senza bloccare gli altri dispositivi della sedia a rotelle. Collocare i raccordi terminali sopra la parte superiore delle pelvi, a metà tra la zona intermedia e quella inferiore della schiena. Collegare allo schienale utilizzando fissaggi adatti.




CONTROLLO DI SICUREZZA

Richiedere all'utente di inclinarsi in avanti e da lato a lato per controllare l'aderenza. Verificare:

1. Il **comfort** – Riposizionare le cinghie superiori se strofinano sul collo.
2. La **posizione** – Regolare le cinghie inferiori se troppo alte o troppo basse.
3. L'**interferenza con altri dispositivi** – Riposizionare le cinghie, se necessario, per non intralciare il meccanismo di inclinazione del sedile, i braccioli, i cuscinetti accessori o i tubi di alimentazione.

De Tronco Anterior Stayflex,TM Tracção à Frente

ART NOS. SH310, SH311, SH330 & SH331



Estas instruções fornecem informações importantes para a utilização e manutenção em segurança de todos os Apoios de Tronco Anteriores Stayflex da Bodypoint. Forneça estas instruções ao utilizador ou ao acompanhante e analise-as para se assegurar de que são compreendidas.

AVISO! O produto deve ser instalado e ajustado por um técnico de reabilitação qualificado.

AVISO! Devido ao risco de asfixia, é perigoso utilizar este produto sem estabilização da pélvis – utilize sempre um cinto de suporte pélvico devidamente colocado.

UTILIZAÇÃO:

AVISO! Este produto deve ser utilizado apenas para posicionar uma pessoa numa cadeira de rodas ou cadeira de trabalho. NÃO se destina a ser usado como dispositivo de segurança, como dispositivo de imobilização pessoal ou qualquer outra aplicação em que a sua falha resultaria em ferimentos. A utilização indevida deste produto não é autorizada e não é segura.

AVISO! A libertação accidental deste Apoio de Tronco Anterior Stayflex pode fazer com que o utilizador caia para a frente. Se os movimentos do utilizador ou capacidades cognitivas puderem levar a uma libertação accidental, tem de estar sempre presente um acompanhante durante a utilização. Assegure-se de que todos os enfermeiros sabem desapertar o equipamento. Se não souberem, isso pode atrasar a libertação numa situação de emergência.

AVISO! Como com qualquer novo suporte, este produto pode alterar a forma como a pessoa se senta. Os utilizadores podem continuar a praticar as actividades de alívio de pressão regulares e verificação de integridade da pele, não só onde

este produto entra em contacto com o utilizador, mas também em áreas principais de pressão como o sacro, pernas e nádegas. Se surgir vermelhidão ou irritação da pele, não continuar a usar e consultar o médico ou especialista de colação. Ao não fazer isso, pode resultar em lesões graves, como úlceras causadas pela pressão.

MANUTENÇÃO: Verifique periodicamente se existem sinais de desgaste nas zonas cosidas, forro e almofadas. Se encontrar um desgaste significativo, contactar o fornecedor para obter uma reparação qualificada ou substituição pela Bodypoint. Em caso algum deve este produto ser alterado ou reparado por pessoas não qualificadas – a saúde e a segurança dependem disso!

    **LIMPEZA:** Lavagem à máquina,

quente, 40° C (100° F). Não utilizar lixívia. Secagem, baixa temperatura ou secagem pendurado. Não passar a ferro. (Colocar o produto dentro de um saco de pano durante a lavagem ajuda a evitar os riscos no produto e na máquina.)

GARANTIA: Este produto tem garantia vitalícia limitada contra defeitos de fabrico e materiais sob utilização normal pelo comprador original. Contacte o fornecedor ou a Bodypoint para reclamações da garantia.



Para mais informações sobre os produtos Bodypoint e uma lista de distribuidores fora dos EUA, consultar www.bodypoint.com.

 Bodypoint[®]



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany







CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- Apoio de tronco anterior Stayflex™ com tracção à frente
- Correia superior com ilhós ou
- Correia superior com regulador deslizante e remate
- Extremidades de apoio Cinch-Mount™ ou Flat-Mount™
- Fechos de Segurança (Opcional - art.º n.º FS032-2)

REQUISITOS DE INSTALAÇÃO:

- Cadeira de rodas com uma apoio lombar definido aproximadamente à altura dos ombros.
- Parafusos de montagem com um mínimo de força de resistência de 200 libras / 90 kg. Não incluídos na embalagem.





INSTALAÇÃO

Sente o utilizador na cadeira de rodas e estabeleça a postura correcta com o Cinto de Suporte Pélvico. Coloque a almofada Stayflex no peito com as fitas por cima do apoio lombar. Posicione as fitas entre o pescoço e a articulação do ombro. ⚠ A parte de cima do fecho nunca deve estar acima do esterno do utilizador.

CORREIA SUPERIOR COM ILHÓS

1. Ajuste cada uma das correias de ombro para que fiquem confortáveis, de acordo com a largura dos ombros do utilizador e com a sua posição sentado. Marque os parafusos de montagem para manterem esta posição.
2. Prenda ao apoio lombar, utilizando os elementos de fixação adequados.



CORREIA SUPERIOR COM REGULADOR DESLIZANTE


Passa o cinto pelo ajustador deslizante e remate conforme ilustrado. Fixe ao apoio lombar.

Ou

Prenda o fecho de segurança ao apoio lombar utilizando os elementos de fixação adequados. Passe o cinto pelo fecho de segurança. Os fechos de segurança são adequados para utilizadores com um peso até 75 kg.

FITAS INFERIORES

Enrole as fitas inferiores à volta do apoio lombar sem obstruir outros dispositivos na cadeira de rodas. Monte as extremidades de apoio acima da pélvis, numa altura entre o meio e a parte inferior das costas. Prenda ao apoio lombar, utilizando elementos de fixação adequados.




VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

Peça ao utilizador para se inclinar para a frente e de um lado para o outro para verificar o ajuste. Verificar:

1. **Conforto** – Se houver fricção no pescoço, recolocar as fitas superiores.
2. **Posição** – Se demasiado alto ou baixo, ajustar as fitas inferiores.
3. **Interferência com outros dispositivos** – Recolocar as fitas com necessário para colocar de forma segura o mecanismo de inclinação, apoios dos braços, almofadas acessórias ou tubos de alimentação.

Stayflex™ Fremre Trunkstøtte Frontreim Bakreim

ART NOS. SH310, SH311, SH330 & SH331



Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikker bruk og vedlikehold av alle Bodypoint Stayflex bryststøtter. Gi denne bruksanvisningen til brukeren eller omsorgspersonen, og gjennomgå den sammen med dem, for å være sikker på at bruksanvisningen er forstått.

⚠ ADVARSEL! Produktet må monteres og tilpasses av en kvalifisert tekniker.

⚠ ADVARSEL! På grunn av kvelningsrisikoen, er det farlig å bruke dette produktet uten å stabilisere bekkenet – produktet må alltid brukes med et riktig tilpasset bekkenbelte.

BRUK:

⚠ ADVARSEL! Dette produktet skal bare brukes til posisjonering av person i en rullestol eller arbeidsstol. Det er IKKE ment til bruk som sikkerhetsutstyr ved transport, som tvangsparat eller til noen annen anvendelse hvor svikt kan medføre skade. Feil bruk av dette produktet er ikke autorisert og er ikke trygt.

⚠ ADVARSEL! Brukeren kan falle fremover hvis denne Stayflex-bryststøtten løsner utilsiktet. Hvis brukerens bevegelser eller kognitive evner kan føre til at støtten løsner utilsiktet, må en omsorgsperson være til stede til enhver tid når selen er i bruk. Sørg for at alle omsorgspersoner vet hvordan produktet tas av. Hvis ikke, kan frigjøring av beltet i en nødsituasjon bli forsinket.

⚠ ADVARSEL! I likhet med enhver ny sittestøtte, kan dette produktet endre personens sittestilling. Brukerne må fortsette å utføre vanlige trykkavlastningsaktiviteter og hudintegritetskontroller, ikke bare der produktet er i kontakt med brukeren, men også i primære trykkbelastningsområder, for

eksempel sakrum, ben og ende. Hvis det forekommer økt rødhet eller irritasjon, må selen ikke brukes og lege eller sittespesialist kontaktes. Hvis ikke, kan det oppstå alvorlig skade, for eksempel trykksår.

VEDLIKEHOLD: Kontroller sømmer, belter og puter regelmessig med hensyn til tegn på slitasje. Hvis det blir funnet slitasje, må du kontakte leverandøren angående kvalifisert reparasjon eller utskifting fra Bodypoint. Under ingen omstendigheter må dette produktet endres eller repareres av ukvalifiserte personer - helse og sikkerhet avhenger av det!

RENGJØRING: Maskinvask, varmt, 40°C (100°F). Ikke bruk blekemiddel. Kan tørkes i tørketrommel ved lav temperatur eller henges til tork. Skal ikke strykes. (Legg produktet i en tekstilpose under vask. Dette forhindrer skrammer på produktet og på maskinen.)

GARANTI: Dette produktet er dekket av en begrenset livstidsgaranti mot feil i utførelse og materialer som måtte oppstå ved vanlig bruk av den opprinnelige forbrukeren. Ta kontakt med leverandøren eller Bodypoint hvis du har garantikrav.




Hvis du vil ha mer informasjon om Bodypoint produkter og en liste over distributører utenfor USA, gå til www.bodypoint.com.

 Bodypoint®

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

CE





PAKKENS INNHOLD:

- Frontreim Stayflex™ fremre trunkstøtte
- Toppreimer med løkker, eller
- Toppreim med glidejusterer og endefester
- Endebeslag for Cinch-Mount™ eller Flat-Mount™
- Kamspenner (ekstrautstyr - art. nr. FS032-2)

MONTERINGSKRAV:

- Rullestol med hel ryggstøtte, justert omtrent i skulderhøyde.
- Monteringskruser med en minimum strekkstyrke på 90 kg (200 lb). Følger ikke med i pakken.





MONTERING

Sett brukeren i rullestolen og etabler riktig sittestilling med hoftebeltet. Plasser Stayflex-puten på brystet med de øvre stroppene over ryggstøtten. Plasser stroppene mellom halsen og skulderleddet.

⚠ Toppen på glidelåsen må aldri være høyere enn brukers brystben.

TOPPREIMER MED LØKKER

1. Juster hver skulderstropp i henhold til brukers skulderhøyde og sittestilling, slik at de er behagelige for brukeren. Lag et merke for festeskruene, slik at denne plasseringen opprettholdes.
2. Fest til ryggstøtten med passende festeanordninger.



TOPPREIM MED GLIDEJUSTERER

Trå båndet gjennom glidejusterer og endefeste som vist. Fest til ryggstøtte.


Eller

Fest kambeltilt til ryggstøtten med passende feste-anordninger. Trå båndet gjennom kambeltilt. Kambeltilt er egnet for brukere opp til 75 kg.

NEDRE STROPPER

Legg de nedre stroppene rundt ryggstøtten uten å blokkere andre deler av rullestolen.

Legg endebeslagene over øverste del av bekkenet, mellom midtre og nedre ryggområde. Fest til ryggstøtten med passende festeanordninger.




SIKKERHETSSJEKK

Be brukeren lene seg fremover og fra side til side for å kontrollere at beltet sitter godt. Kontroller:

1. **Komfort** flytt de øvre stroppene hvis de gnir mot halsen.
2. **Posisjon** hvis beltet sitter for høyt eller lavt, juster de nedre stroppene.
3. **Interferens med annet utstyr** flytt stroppe etter behov for å frigjøre setetipping-smekanisme, armlener, annen polstring eller ernæringssonder.

Stayflex™ Støttebælte Til Den Forreste Brystkasse

ART NOS. SH310, SH311, SH330 & SH331



Denne vejledning indeholder vigtige oplysning om sikker brug og vedligeholdelse af alt Bodypoint Stayflex anteriore kropssupport. Giv disse oplysninger til brugeren eller dennes plejer og gennemgå dem, for at sikre at de bliver forstået.

⚠ ADVARSEL! Produktet skal påsættes og tilspændes af en person, der er kvalificeret inden for genoptræning.

⚠ ADVARSEL! På grund af risikoen for kvælning er det farligt at anvende dette produkt uden at støtte pelvis. Brug altid seletøjet sammen med et korrekt påsat bælte til støtte af pelvis.

BRUG:

⚠ ADVARSEL! Dette produkt bør kun anvendes til at placere en person i en kørestol eller kontorstol. Det må IKKE anvendes som sikkerhedsudstyr under transport, som personligt fastholdelsesudstyr eller til noget andet formål, hvor det kan forårsage tilskadekomst, såfremt det svigter. Misbrug af dette produkt er hverken godkendt eller sikkert.

⚠ ADVARSEL! Utilsigtet udløsning af Stayflex anteriore kropssupport kan forårsage, at brugeren falder forover. Hvis en brugers bevægelser eller kognitive evner kan føre til utilsigtet udløsning af seletøjet, skal der konstant være et medlem af plejepersonalet til stede ved brug af anordningen. Sørg for, at alt plejepersonale ved, hvordan produktet frigøres. Hvis ikke, kan der gå for lang tid med at løse det i en nødsituation.

⚠ ADVARSEL! Som med hvilken som helst ny sidde-support, kan dette produkt ændre den måde en person sidder på. Brugere skal fortsætte med at udføre regelmæssige trykafslastningsøvelser og kontrollere, at deres

hud er uskadt, ikke kun i det område, hvor dette produkt har kontakt med brugeren, men også på de primære trykbærende områder, såsom sakrum (korsbønet), benene og balderne. Hvis der forekommer øget rødme eller irritation, skal anvendelse af produktet indstilles og læge eller sidde-specialist kontaktes. Hvis ikke, kan det resultere i personskade, som f.eks. tryksår.

VEDLIGEHOLDELSE: Tjek regelmæssigt syningerne, remmene og polstringerne for tegn på slid. I tilfælde af betydeligt slid skal man kontakte sin forhandler ang. kvalificeret reparation eller udskiftning af Bodypoint. Af sundheds- og sikkerhedsgrunde må der under ingen omstændigheder foretages ændringer til eller reparationer på dette produkt af ukvalificerede personer!

🧺🌟🧼📧 RENGØRING: Maskinvask, varmt, 40°C (100°F). Må ikke bleges. Tørretumbles ved lav temperatur eller ved lufttørring. Må ikke stryges. (Ved at anbringe selen i en vaskepose under vask, forebygges slitage på selen og vaskemaskinen).

GARANTI: Dette produkt er dækket af en begrænset livstidsgaranti imod fejl i forarbejdning og materialer, opstået under normal anvendelse af den oprindelige køber. Kontakt din leverandør eller Bodypoint vedrørende garantikrav.


Hvis du vil vide mere om Bodypoint produkter, eller du ønsker en liste over distributører uden for USA, så gå ind på www.bodypoint.com.

 Bodypoint™


EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany


CE

**PAKKENS INDHOLD:**

- Påsætnings- og brugervejledning til Stayflex™ støttebælte til den forreste brystkasse
- Øverste strop med ringe, eller
- Øverste strop med strammingsanordning og endebeslag
- Cinch-Mount™- eller Flat-Mount™-endestykker
- Kampspænder (Ekstraudstyr - art. nr. FS032-2)

**PÅSÆTNING**



Sæt brugeren i rullestolen, og opret korrekt holdning med bæltet til støtte af pelvis. Sæt brugeren i kørestolen og sørg for at han/hun indtager korrekt holdning med bæltet til støtte af pelvis. Anbring Stayflex-polstringen på brystkassen, og før de øverste stropper over rygstøtten. Anbring stropperne mellem nakke- og skulderled. ⚠ Lynlåsens øverste punkt må aldrig komme højere op end brugerens sternum.

**ØVERSTE STROP MED STRAMMINGSANORDNING**


Før remmene gennem strammingsanordningen og endebeslagene som vist. Monter på ryglænet.

Eller


Monter gjordspændet på ryglænet ved hjælp af passende skrueskringer. Før remmene gennem gjordspændet. Gjordspænder er egnet til brugere, der vejer op til 75 kg.

**FORUDSÆTNINGER FOR PÅSÆTNING:**

- Kørestol med solidt ryglæn, der er indstillet ca. i skulderhøjde.
- Monteringskrue, der mindst kan holde til et træk på 90 kg/200 pund. Ikke inkluderet i emballagen.


**ØVERSTE STROP MED RINGE**

1. Juster hver skulderstrop så de sidder behageligt i overensstemmelse med brugerens skulderbredde og siddeposition. Sæt et mærke til monteringskrueerne mhp. at bevare denne position.
2. Fastspænd stropperne til ryglænet med egnede holdere.

**NEDERSTE STROPPER**

Vikl de nederste remme omkring ryglænet, uden at de derved kommer i vejen for andre anordninger på kørestolen.

Anbring remspænderne oppe over pelvis, mellem midterste og nederste ryglænehøjde. Fastgør de stropperne til ryglænet med egnede holdere.

**SIKKERHEDSCHECK**

Bed brugeren om at læne sig fremad og fra side til side for at tjekke tilpasningen.

Kontrollér:


1. **Komfort** Hvis stropperne gnider mod halsen, skal de øverste flyttes.
2. **Position** Er placeringen for høj eller for lav, skal de nederste stropper justeres.
3. **Hvis der er karambolage med andre anordninger** Flyt stropperne efter behov, så de ikke kommer i vejen for sædets vippe-mekanisme, armlæn, ekstra polstring eller ernæringsonder.

Stayflex™ Rompondersteuning Aan Voorzijde, Voor Verstelbaar

nl

INSTALLATIE EN INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

ART NOS. SH310, SH311, SH330 & SH331



In deze handleiding vindt u belangrijke informatie voor veilig gebruik en onderhoud van alle Bodypoint Stayflex anterieure rompfixatie. Geef deze instructies aan de gebruiker of zijn/haar verzorger en neem de instructies door om te verzekeren dat deze gegrepen worden.

⚠ WAARSCHUWING! De riemen dienen door een revalidatiedeskundig technicien te worden geïnstalleerd.

⚠ WAARSCHUWING! Aangezien er een kans bestaat dat de gebruiker bekneld kan raken, is het gevaarlijk om dit product te gebruiken zonder dat de heupen stabiel zijn – gebruik te allen tijde een juist passende heupgordel.

GEBRUIK:

⚠ WAARSCHUWING! Dit product mag alleen gebruikt worden om personen in een rolstoel of werkstoel te ondersteunen. Het is NIET bedoeld voor gebruik als veiligheidsgordel tijdens vervoer, als fixatie of als een andere toepassing waardoor bij verkeerd gebruik verwondingen veroorzaakt kunnen worden. Verkeerd gebruik van dit product is niet toegestaan en onveilig.

⚠ WAARSCHUWING! Indien deze Stayflex anterieure rompfixatie spontaan losschiet, kan het gebeuren dat de gebruiker voorover valt. Als de bewegingen of cognitieve vaardigheden van de gebruiker mogelijk kunnen leiden tot het spontaan losschieten van de gordel, dient er te allen tijde tijdens gebruik van de rolstoel voorzien van heupgordel een verzorger aanwezig te zijn.

Verzeker u er van dat alle verzorgers weten hoe het product moet worden losgemaakt. Indien dit niet het geval is, kan dit leiden tot vertraging bij het losmaken in een noodsituatie.

⚠ WAARSCHUWING! Zoals bij ieder nieuwe zitondersteuning, kan dit product veranderen afhankelijk van de manier waarop de gebruiker er in zit. Continuïteit van regelmatige drukverlichting en

controle van drukpunten op de huid is nodig, niet alleen waar dit product in contact komt met de gebruiker, maar ook in primaire drukbelastende gebieden zoals het heiligbeen, benen en zitbeenknobbels. Als er rode huid of huidirritatie optreedt, de riem niet meer gebruiken en de arts of rolstoelspecialist raadplegen. Indien u dit niet doet, kan dit resulteren in ernstige verwondingen zoals decubitus.

ONDERHOUD: Controleer periodiek op tekenen van slijtage in het naaiwerk, de singelband, en de pads. Als significante slijtage wordt geconstateerd, neem dan contact op met uw leverancier voor gekwalificeerde reparatie of vervanging door Bodypoint. Onder geen enkele omstandigheid mag dit product worden gewijzigd of gerepareerd door ongekwalificeerde personen – gezondheid en veiligheid hangen hier van af!

REINIGING: Machinewas, warm, 40 °C (100 °F). Niet bleken. Droogtrommel, lage temperatuur of handdroog maken. Niet strijken. (Door het product in een waszak te wassen wordt voorkomen dat de riem en de machine beschadigd raken.)

GARANTIE: Dit product heeft een beperkte levensduurgarantie tegen defecten in afwerking en materialen bij normaal gebruik door de oorspronkelijke consument. Neem contact op met uw leverancier of met Bodypoint voor garantieclaims.


Kijk op www.bodypoint.com voor meer informatie over Bodypoint-producten en voor een overzicht van verkooppunten buiten de VS.

 Bodypoint®




MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany





PAKKET BEVAT


- Stayflex™ rompondersteuning aan voorzijde, voor verstelbaar
- Bovenriem met metalen oogjes of
- Bovenriem met instellingsgesp en eindspanner
- Cinch-Mount™ of Flat-Mount™ sluitingen
- Gespen (Optioneel – artikelnummer FS032-2)



INSTALLATIE

Plaats de gebruiker in de rolstoel en in de juiste positie met behulp van de heupgordel. Plaats het Stayflex-kussen op de borst met de bovenriemen over de rugleuning heen. Plaats de riemen tussen het nek- en schoudergewricht.

⚠ De bovenkant van de rits mag niet boven het borstbeen van de gebruiker uitkomen.




BOVENRIEM MET INSTELLINGSGESP

Voer de band door de instellingsgesp en eindspanner zoals aangegeven. Bevestig op de rugleuning.

OF


Bevestig de gordelsluiting met behulp van geschikte schroeven aan de rugleuning. Voer de band door de gordelsluiting. Gordelsluitingen zijn geschikt voor gebruikers tot 75 kg.



Ø 3/16-1/4"
(5-mm)


INSTALLATIE-INSTRUCTIES:

- Rolstoel met stevige rugleuning, ongeveer ingesteld op ongeveer schouderhoogte.
- De bevestigingsschroeven dienen minimaal 90 kg/200 lbs te kunnen dragen. Niet in het pakket inbegrepen.



BOVENRIEM MET METALEN OOGJES

1. Pas elke schouderband aan de schouderbreedte en de zitpositie van de gebruiker aan voor een comfortabele pasvorm. Markeer de bevestigingsschroeven om deze positie te behouden.
2. Bevestig de bovenste riemen aan de rugleuning en gebruik hierbij de daarvoor geschikte sluitingen.



Cinch-Mount™

Flat-Mount™


ONDERRIEMEN

Bind de onderriemen rond de rugleuning zonder de andere hulpmiddelen van de rolstoel te hinderen. Bevestig de sluitingen aan het uiteinde boven de bovenkant van de heup, halverwege het midden en het onderste deel van de rug. Bevestig de riemen met behulp van geschikte schroeven aan de rugleuning.

VEILIGHEIDSCONTROLE

Laat de gebruiker naar voren en naar links en rechts om te controleren of de riemen goed zitten. Controleer op:


1. **Comfort** Als de riemen in de nek schuren, verplaats dan de bovenste riemen.
2. **Positie** Als de positie van de riemen te hoog of te laag is, past u de onderriemen aan.
3. **Hinderen met andere hulpstukken** Verplaats indien nodig de riemen om het verstelmechanisme, de armleningen, bijbehorende kussentjes of voedingslangetjes vrij baan te geven



Přední Podpěra Trupu Stayflex™ s Předním Tahem

INSTALACE A POKYNY PRO UŽIVATELE

ART NOS. SH310, SH311, SH330 & SH331



Tyto pokyny poskytují důležité informace pro bezpečné používání a údržbu všech Předních podpěr trupu Bodypoint Stayflex. Předajte tyto pokyny uživateli nebo jeho pečovateli a ujistěte se, že jim porozuměli.

VAROVÁNÍ! Výrobek by měl instalovat a nasazovat kvalifikovaný rehabilitační pracovník.

VAROVÁNÍ! Vzhledem k riziku udušení je nebezpečné používat tento produkt bez stabilizace páneve – vždy jej používejte se správně nasazeným pánevním podpůrným pásem.

POUŽÍVÁNÍ:

VAROVÁNÍ! Tento výrobek by se měl používat pouze k polohování osob v kolečkovém křesle nebo pracovním křesle. NENÍ určen k použití jako přepravní bezpečnostní zařízení, jako zařízení k omezení pohybu osob, ani k jinému účelu, kde by jeho selhání mohlo způsobit zranění. Nesprávné použití tohoto výrobku je neoprávněné a nebezpečné.

VAROVÁNÍ! Náhodné uvolnění tohoto výrobku může způsobit, že uživatel přepadne dopředu. Pokud by pohyby nebo kognitivní schopnosti uživatele mohly vést k náhodnému uvolnění, musí být při používání vždy přítomen pečovatel. Ujistěte se, že všichni pečovatelé vědí, jak produkt rozepnout. Pokud by to nevěděli, mohlo by dojít ke zpoždění při uvolňování pacienta v nouzové situaci.

VAROVÁNÍ! Stejně jako každý nový prostředek k podpoře sezení může tento výrobek změnit způsob sezení uživatele. Uživatelé musí i nadále vykonávat pravidelné činnosti k uvolňování tlaku a kontrolovat neporušenost kůže, a to nejen tam, kde tento výrobek přichází do kontaktu s

uživatelem, ale i v oblastech, které primárně nesou tlak, jako je křížová kost, nohy a hýždě. Pokud se objeví zvýšené zarudnutí nebo podráždění pokožky, přestaňte výrobek používat a poradte se s lékařem nebo s odborníkem na sezení. V opačném případě může dojít k vážnému poranění, jako jsou proleženiny.

ÚDRŽBA: Pravidelně kontrolujte zda švy, popruhy a podložky nevykazují známky opotřebení. Pokud zjistíte výrazné opotřebení, kontaktujte svého dodavatele, který provede kvalifikovanou opravu nebo výměnu výrobků Bodypoint. Za žádných okolností nesmí být tento produkt upravován nebo opravován nequalifikovanými osobami – závisí na něm zdraví a bezpečnost uživatelů!

ČIŠTĚNÍ: Lze prát v pračce při teplotě 40 °C (100 °F). Nebělte. Lze sušit v sušičce při nízké teplotě nebo nechat volně uschnout. Nežehlete. (Když výrobek při praní vložíte do plátěného sáčku, snáze předejete poškrábání výrobku a pračky.)

ZÁRUKA: Na tento výrobek se vztahuje omezená celoživotní záruka na vady zpracování a materiálu, které se vyskytnou při běžném používání původním spotřebitelem. V případě reklamace se obraťte na dodavatele nebo společnost Bodypoint.


Další informace o výrobcích společnosti Bodypoint a seznam distributorů mimo USA najdete na stránkách www.bodypoint.com.

 Bodypoint®




MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany






OBSAH BALENÍ

- Přední podpěra trupu Stayflex™ s předním tahem
- Horní pásek s očky nebo
- Horní pásek s posuvným seřízením a koncovým prvkem
- Koncové prvky Cinch-Mount™ nebo Flat-Mount™
- Stahovací přezky (volitelné – č. dílu FS032-2)



INSTALACE

Posadte uživatele do kolečkového křesla a nastavte správnou pozici pomocí pánevního podpůrného pásu. Podložku Stayflex umístěte na hrudník tak, aby horní popruhy vedly přes opěrku zad. Popruhy umístěte mezi krk a ramenní kloub. ⚠ Horní okraj zipu by nikdy neměl být výš než hrudní kost





HORNÍ PÁSEK S POSUVNÝM SEŘÍZENÍM

Protáhněte popruh posuvným seřizovačem a koncovým prvkem, jak je znázorněno na obrázku. Připojte je k zádové opěrce.


NEBO

Připojte stahovací přezku k zádové opěrce pomocí vhodných spojovacích prvků. Protáhněte popruh zacvakávací přezkou. Tyto přezky jsou vhodné pro uživatele do 75 kg.




POŽADAVKY PRO INSTALACI

- Kolečkové křeslo s pevnou zádovou opěrkou nastavenou přibližně ve výši ramen.
- Montážní šrouby s minimální nosností v tahu 200lbs /90kg. Nejsou součástí balení.




HORNÍ PÁSEK S OČKY

1. Nastavte každý ramenní popruh tak, aby dobře sedel, dle úhry ramenou a polohy uživatele vsede. Vyznačte umístění montážních iroubu pro tuto polohu.
2. Připojte je k zádové opěrce pomocí vhodných spojovacích prvků. uživatele.



SPODNÍ POPRUHY

Obtočte spodní popruhy okolo zádové opěrky, aniž byste zablokovali jiná zařízení na kolečkovém křesle. Koncové prvky připevněte nad horní okraj páneve mezi prostřední a spodní částí zad. Připojte je k zádové opěrce pomocí vhodných spojovacích prvků.




KONTROLA BEZPEČNOSTI

Požádejte uživatele, aby se naklonil dopředu a ze strany na stranu, a zkontrolujte usazení pásu. Zkontrolujte následující aspekty:

1. **Pohodlí** – Pokud postojí dře do krku, upravte polohu horních popruhů.
2. **Pozice** – Pokud je příliš vysoko nebo příliš nízko, upravte spodní popruhy.
3. **Kolize s jinými zařízeními** – Změňte polohu popruhů, pokud je potřeba udělat místo pro mechanismus naklání sedadla, opěrky, pomocné podložky nebo sondy.

Del Trupa z Sprednjim Pripnjanjem Stayflex™

ART NOS. SH310, SH311, SH330 & SH331



Ta navodila vsebujejo pomembne informacije za varno uporabo in vzdrževanje vseh Bodypoint opor za sprednji del telesa Stayflex. Ta navodila predajte uporabniku ali njegovemu negovalcu ter jih skupaj pregledajte in tako zagotovite, da oseba razume navodila.

⚠ OPOZORILO! Izdelek mora namestiti in pritrditi usposobljen strokovnjak za rehabilitacijo.

⚠ OPOZORILO! Zaradi tveganja zadušitve je uporaba izdelka brez stabilizacije medenice nevarna – vedno uporabljajte z ustrežno nameščenim pasom za podporo medenice.

UPORABA:

⚠ OPOZORILO! Ta izdelek je namenjen samo uporabi za namestitev osebe v invalidski oz. delovni voziček. NI namenjen za uporabo kot varnostni pripomoček za transportiranje, pripomoček za omejitev premikanja oseb ali za kakršno koli drugo uporabo, pri kateri lahko njegovo nedelovanje povzroči poškodbe. Zloraba tega izdelka ni dovoljena in je nevarna.

⚠ OPOZORILO! Zaradi nenamernega odpenjanja tega izdelka lahko uporabnik pade naprej iz invalidskega vozička. Če je zaradi uporabnikovega gibanja ali njegovih kognitivnih sposobnosti mogoče pričakovati nenamerno odpenjanje, mora biti med uporabo pasu vedno prisoten negovalec. Prepričajte se, da vsi negovalci vedo, kako odpeti izdelek. V nasprotnem primeru lahko to podaljša odpenjanje in sili.

⚠ OPOZORILO! Ko je običajno pri kakršni koli novi sedalni opori, lahko tudi ta izdelek spremeni način sedenja osebe. Uporabniki morajo nadalje izvajati redne aktivnosti za sprostitev pritiska in preverjati nepoškodovanost kože, ne samo tam, kjer se ta

izdelek dotika uporabnika, temveč tudi na primarnih območjih pritiska, kot so križnica, noge in zadnjica. Če se pojavi povečana rdečina kože ali razdraženost, izdelek prenehajte uporabljati in se posvetujte s svojim zdravnikom ali specialistom za pravilno sedenje. Če tega ne storite, lahko pride do resnih poškodb, kot so na primer razjede zaradi pritiska.

VZDRŽEVANJE: Redno preverjajte izdelek za znake obrabe na šivih, pasu in blazinicah. Če najdete močno obrabo, se obrnite na svojega dobavitelja za strokovno popravilo ali zamenjavo s strani podjetja Bodypoint. V nobenem primeru tega izdelka ne smejo spreminjati ali popravljati nepooblašcene osebe – od tega sta odvisna zdravje in varnost!

ČIŠČENJE: Pranje 40 °C (100 °F). Beljenje ni dovoljeno. Blago sušenje s centrifugo ali ne ožemati, mokro obesiti in sušiti. Likanje ni dovoljeno. (Če izdelek med pranjem daste v tekstilno vrečko, pomagate zmanjšati nastanek prask na izdelku in pralnem stroju.)

GARANCIJA: Ta izdelek ima omejeno doživljenjsko garancijo na napake pri izdelavi in materiale, ki temelji na običajni uporabi s strani prvotnega uporabnika. V primeru garancijskih zahtevkov se obrnite na svojega dobavitelja ali podjetje Bodypoint.


Več informacij v Bodypoint izdelkih in seznam dobaviteljev izven ZDA najdete na spletni strani www.bodypoint.com.

BP Bodypoint®

EC REP


MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

CE




VSEBINA KOMPLETA

- Opora za sprednji del trupa s sprednjim pripenjanjem Stayflex™
- Zgornji trak z zankami ali
- Zgornji trak z nastavitvenim drsnikom in priključkom
- Priključek Cinch-Mount™ ali Flat-Mount™
- Varnostne zaponke (dodatno – številka artikla FS032-2)



NAMESTITEV

Uporabnika posadite v invalidski voziček in s pasom za podporo medenice zagotovite pravilno držo. Namestite blazinico Stayflex na prsni koš z zgornjimi trakovi prek naslona. Trakove namestite med vratom in ramenskim sklepom. ⚠ Zgornji del zadrgne ne sme nikoli biti višje od prsnice uporabnika.





ZGORNJI TRAK Z NASTAVITVENIM DRSNIKOM

Pas napeljte skozi nastavitveni drsnik in priključek, kakor je prikazano. Pritrdite na naslon.


ALI

Pritrdite varnostno zaponko na naslon s primernimi pritrdilnimi elementi. Pas vpnite skozi varnostno zaponko. Varnostne zaponke so primerne za uporabnike s telesno maso do 75 kg.




ZAHTEVJE ZA NAMESTITEV

- Invalidski voziček s trdim naslonom, nastavljenim približno v višini ramen.
- Izvlečna sila namestitvenih vijakov mora biti vsaj 200 lbs/90 kg. Niso vključeni v komplet.




ZGORNJI TRAK Z ZANKAMI

1. Prilagodite vsak ramenski trak, da se udobno prilega, glede na iirino uporabnikovega ramena in položaj sedenja. Oznacite namestitvene vijake, da boste ohranili ta položaj.
2. Prenda ao apoio lombar, utilizando os elementos de fixação adequados.



SPODNJI TRAKOVI

Ovijte spodnje trakove okoli naslona, tako da ne ovirate drugih naprav na invalidskem vozičku. Namestite priključke nad zgornjim delom medenice, v višini med srednjim in spodnjim delom hrbta. Pritrdite na naslon s primernimi pritrdilnimi elementi.



VARNOSTNI PREGLED

Uporabnik naj se nagne naprej in na stran, da preverite prileganje. Preverite:


1. **Udobje** – v primeru drgnjenja vratu, prestavite zgornje trakove.
2. **Položaj** – če je opora previsoko ali prenizko, prilagodite spodnje trakove.
3. **Uporaba z drugimi napravami** – trakove po potrebi prestavite, da sprostite mehanizem za nastavev nagnjenosti sedla, naslone za roke, dodatne blazinice ali cevke za hranjenje.

Stayflex™ Anterior Trunk Support, Front-Pull

au

INSTALLATION AND USER'S INSTRUCTIONS

ART NOS. SH310, SH311, SH330 & SH331



These instructions provide important information for the safe use and maintenance of all Bodypoint Stayflex™ Anterior Trunk Supports. Give these instructions to the user or their caregiver and review them to ensure that they are understood.

⚠ WARNING! Product should be installed and fitted by a qualified rehab technician.

⚠ WARNING! Because of the risk of choking, it is dangerous to use this product without stabilizing the pelvis – always use with a properly fitted pelvic support belt.

USE:

⚠ WARNING! This product should only be used for positioning a person in a wheelchair or work chair. It is NOT intended for use as a transportation safety device, as a personal restraint device, or in any other application where its failure could result in injury. Misuse of this product is unauthorized and unsafe.

⚠ WARNING! Accidental release of this Stayflex Anterior Trunk Support can allow the user to fall forward. If the user's movements or cognitive abilities could lead to accidental release, a caregiver must be present at all times during its use. Ensure that all caregivers know how to unfasten the product. Failure to do so may delay release in an emergency.

⚠ WARNING! As with any new seating support, this product may change the way a person sits. Users must continue to practice regular pressure relief activities and skin integrity checks, not only where this product contacts the user, but also in primary pressure-bearing areas such as the sacrum, legs, and buttocks. If increased skin redness or irritation occurs, discontinue use and consult your physician or seating specialist. Failure to do so may

result in serious injury, such as pressure ulcers.

MAINTENANCE: Check periodically for signs of wear in the stitching, webbing, and pads. If significant wear is found, contact your supplier for qualified repair or replacement by Bodypoint. Under no circumstance should this product be altered or repaired by unqualified persons—health and safety depend on it!


🧺🔥🚫 CLEANING: Machine wash, warm, 40°C (100°F). Do not bleach. Tumble dry, low temperature, or drip dry. Do not iron. (Placing the product inside a cloth bag during washing helps prevent scratches to the product and the machine.)

ATTENTION: WARRANTY AGAINST DEFECTS

A copy of this warranty is also available at www.seatingdynamics.com.au.

Warranty period: 12 months limited.

1. Seating Dynamics Pty Ltd ABN 21 086 494 117 ("SDL") undertakes to the end purchaser (the "Customer") that the Products will be free of faults arising from defects in Workmanship or Materials for the duration of the Warranty Period on the terms and conditions set out in this Warranty.
2. In this Warranty the following definitions apply:
 - a. Form means a warranty claim form issued by Seating Dynamics Pty Ltd in respect of the Products.
 - b. Products means the goods distributed or sold by SDL set out in the table above.
 - c. Material means a material or component used



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany



by the manufacturer in the manufacture of Products distributed and/or sold by SDL.

- d. *Retailer* means the authorised dealer of Products from whom the Customer purchased the Product.
 - e. *Warranty Period* means the warranty period set out in the table above, commencing from the date of purchase of the Product by the Customer.
 - f. *Workmanship* means the handling, assembly and manufacturing processes performed by or on behalf of SDL in order to manufacture the Products.
3. SDL undertakes that if the Customer wants to make a claim during the Warranty Period for any Product, or any part of a Product that has failed to operate correctly as a result of faulty Workmanship or defective Material, SDL will subject to this Warranty, repair or replace the Product or part (as the case may be) free of charge (excluding freight costs) to the Customer as long as the following conditions are met:
 - a. The Customer must contact the Retailer or SDL (whose contact details are located at the bottom of this Warranty), as soon as the Customer becomes aware of any defect in the Product. The Customer will be required to complete a Form and provide to SDL satisfactory proof of the date of purchase of the Product;
 - b. SDL will review the Form and determine whether there is a defect;
 - c. If SDL requests the return of the applicable Product or part, the Customer will be responsible for the collection and freight costs of returning that Product or part to SDL; and
 - d. The Customer must pay all applicable freight costs when claiming under this warranty.
 4. If the Product or part (as the case may be) is repaired or replaced during the Warranty Period, this Warranty remains based on the original date of purchase.
 5. The benefits given to the Customer in this Warranty are in addition to any other rights or remedies under a law in relation to the Products to which the Warranty applies.
 6. This Warranty does not extend to damage to Products which occurs during transit/transportation, or loading/unloading before or after transit/transportation, or which is caused by any abuse, accident or improper installation, connection, use, adjustment or repair or use of goods otherwise than in accordance with instructions issued by SDL.
 7. To the extent permitted by law, the warranty on Products is waived if any addition or attachment to the Products does not have SDL's approval or are not sold as SDL Products. The Products are designed to perform specific tasks under established test loads and unauthorised attachments may produce stresses for which the design is not appropriate.
 8. The following applies to Customers who purchased the Product in Australia: In the following paragraph "goods" means "Products" and "you" means the "Customer".

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.



 9. Notwithstanding the preceding paragraph, the liability of SDL for a breach of a consumer guarantee or any warranty made under these Warranty terms for any Products not of a kind ordinarily acquired for personal, domestic or household use is limited, to the extent permissible by law and at the option of SDL in relation to the Products supplied, to:
 - a. The replacement of the Products or the supply of equivalent Products;
 - b. The repair of the Products;
 - c. The payment of the cost of replacing the Products or of acquiring equivalent Products; or
 - d. The payment of the costs of having the Products repaired.
 10. To the extent permitted by law, all other warranties whether implied or otherwise that are not set out in this Warranty are excluded and SDL shall be under no liability in contract, tort (including without limitation, negligence or breach of statutory duty) or otherwise to compensate the Customer for:
 - a. Increased costs or expenses;
 - b. Any loss of profit, revenue, business, contracts or anticipated savings;
 - c. Any loss or expense resulting from a claim by a third party; or
 - d. Any special, indirect or consequential losses or damage of any nature whatsoever caused by SDL's failure to complete or delay in completing the order to deliver the Products.
 11. This Warranty is not applicable outside Australia.



Contact information

Glen Curtin
 Seating Dynamics Pty Ltd.
 Unit 3A, 6 Boundary Rd, Northmead, NSW 2152
 Telephone: 1 300 845 483 • Int +61 2 8838 3100
 Facsimile: +61 2 9012 0087 • Email: info@seatingdynamics.com.au

For more information on Bodypoint products, and a list of distributors outside the USA go to www.bodypoint.com.





PACKAGE CONTENTS

- Front-Pull Stayflex™ Anterior Trunk Support
- Top Strap with grommets, or
- Top Strap with slide adjuster and end-fitting
- Cinch-Mount™ or Flat-Mount™ End Fittings
- Cam Buckles (Optional – Art. No. FS032-2)

INSTALLATION REQUIREMENTS

- Wheelchair with a solid backrest set approximately at shoulder height.
- Mounting screws with a minimum pullout strength of 200lbs/90kg. Not included in package.





INSTALLATION

Seat user in wheelchair and establish correct posture with Pelvic Support Belt. Place Stayflex pad on chest and drape upper straps over backrest.

⚠ Top of zipper should never rise above user's sternum.

TOP STRAPS WITH GROMMETS

1. Adjust each shoulder strap for a comfortable fit, according to the user's shoulder width and sitting position. Mark for mounting screws to hold this position.
2. Attach to backrest using suitable fasteners.




TOP STRAP WITH SLIDE ADJUSTER

Thread webbing through slide adjuster and end-fitting as shown. Attach to backrest.

Or
Attach cam buckle to backrest using suitable fasteners. Thread webbing through cam buckle. Cam buckles are suitable for users up to 75kg.

LOWER STRAPS

Wrap lower straps around backrest without obstructing other devices on wheelchair. Mount end fittings above top of the pelvis, between middle and lower back height. Attach to backrest using suitable fasteners.



SAFETY CHECK

Have user lean forward and from side to side to check fit. Check for:

1. **COMFORT** if rubbing neck, relocate upper straps.
2. **POSITION** if too high or too low, adjust lower straps.
3. **INTERFERENCE WITH OTHER DEVICES**

Relocate straps as necessary to clear seat tilting mechanism, armrests, accessory pads, or feeding tubes.