

Invacare® Birdie® - Addenda

7.1.1 Liste d'inspection de sécurité

Des vérifications régulières doivent être effectuées par un technicien qualifié et familiarisé avec la conception, l'utilisation et l'entretien du lève-personne.

Date d'inspection :	Initiales :
BASE À ROULETTES	
☐ Assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce.	
☐ La base s'ouvre/se ferme facilement.	
☐ Vérifiez que les roulettes et les boulons d'essieu sont bien serrés.	
☐ Assurez-vous que les roulettes pivotent et tournent de façon régulière.	
☐ Inspectez les roues et délogez les débris.	
☐ Assurez-vous que les axes pivotants ne sont pas usés.	
SANGLES ET ÉQUIPEMENT	
☐ Vérifiez toutes les attaches de la sangle avant chaque utilisation afin de vous assurer qu'elles sont bien en place et que le patient est en sécurité.	
☐ Assurez-vous que les sangles ne sont pas usées.	
☐ Assurez-vous que les boucles ne sont pas usées.	
☐ Vérifiez les coutures.	
ENSEMBLE VÉRIN ÉLECTRIQUE	
☐ Assurez-vous de l'absence de fuites.	
☐ Vérifiez les pièces du mât, de la flèche et de la base.	
☐ Assurez-vous de l'absence d'usure ou de détérioration. Si les pièces sont endommagées, renvoyez-les en usine.	
☐ Mettez le vérin électrique en marche afin de vous assurer qu'il fonctionne régulièrement et en silence.	

FLÈCHE

- ☐ Vérifiez l'équipement et les supports du fléau.
- ☐ Assurez-vous de l'absence de courbures ou pliures.
- ☐ Assurez-vous que les vis de la flèche ne sont pas usées.
- ☐ Assurez-vous que la flèche est centrée par rapport aux pieds de la base.
- ☐ Vérifiez le boulon pivotant du mât. Assurez-vous que le boulon est bien serré.
- ☐ Assurez-vous que les axes pivotants ne sont pas usés.
- ☐ Assurez-vous que la charge maximale d'utilisation est clairement indiquée sur la flèche.

MÂT

- ☐ Le mât doit être correctement fixé à la flèche.
- ☐ Assurez-vous de l'absence de courbures ou pliures.
- ☐ Assurez-vous que les axes pivotants ne sont pas usés.

FLÉAU

- ☐ Assurez-vous que le boulon/les crochets ne sont pas usés ou endommagés.
- ☐ Assurez-vous que les crochets de la sangle ne sont ni usés ni pliés.
- ☐ Assurez-vous que les axes pivotants ne sont pas usés.
- ☐ Vérifiez le mousqueton afin de déceler une usure éventuelle au niveau des points de contact.
- ☐ Vérifiez que le mousqueton ne tourne pas complètement à l'intérieur des pièces en plastique. Si c'est le cas, cela signifie que les pièces en plastique sont usées et qu'elles doivent être remplacées. Reportez-vous à la Figure ④.
- ☐ Vérifiez la broche soudée qui porte le mousqueton au niveau de la flèche.
- ☐ Assurez-vous que la charge maximale d'utilisation est clairement indiquée sur le fléau.

NETTOYAGE

- ☐ Au besoin.

④

