

AQUATEC®

Banho



Assento de duche e prancha
de banho rebatíveis



Yes, you can.®



Aquatec® Sansibar

- Economia de espaço: montado na parede e pode ser dobrado quando não estiver a ser utilizado
- Grande orifício de higiene para facilitar a higiene pessoal
- Pés de apoio reguláveis em altura para um ajuste individual e estabilidade adicional
- Compensa as irregularidades do pavimento através de pés reguláveis com precisão



Invacare Marina


- Prancha de banheira de design atrativo
- Superfície do assento antiderrapante
- Pega para as mãos para maior segurança
- Suporte prático de banheira em ambos os lados
- Ajustável individualmente através de elementos de regulação
- Também disponível na versão XL

Dados técnicos


Para obter informações pré-venda mais completas sobre este produto, incluindo o manual do utilizador do produto, consulte o site da Invacare

Referências	Aquatec® Sansibar	Invacare Marina	Invacare Marina XL
Assento de duche rebatível	9.10.101		
Prancha de banheira com pega		1541330	
Prancha de banheira XL			1471594
Dimensões			
Largura do assento	400 mm (A)	-	-
Profundidade do assento	410 mm (B)	-	-
Altura do assento	460 - 530*1 mm (C)	-	-
Largura total	400 mm (D)	360 mm (A)	350 mm (A)
Profundidade total	460 mm (E)	690 mm (B)	740 mm (B)
Altura total	530 - 600 mm (F)	160 mm (C)	160 mm (C)
Largura da pega	-	180 mm (D)	180 mm (D)
Intervalo de ajuste, dimensão interior	-	400 - 620 mm (E)	420 - 690 mm (E)
Regulação da altura	23 mm	-	-
Profundidade, rebatido	110 mm	-	-
Altura, rebatido	540 - 610 mm	-	-
Informação adicional			
Peso	2.6 kg	1.6 kg	2.8 kg
Capacidade de carga	130 kg	150 kg	200 kg
Cor	Branco	Branco	Branco

Aquatec Sansibar



Invacare Marina / Marina XL



1. 3. Adaptador de altura opcional

Tel : +351 22 5193360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal II
Rua da Estrada Velha n° 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal



Yes, you can.®