


Flo-tech[®] Lite



Almofada com contorno fino
proporcionando conforto
excepcional e melhor postura



Yes, you can.

Almofada de perfil baixo com desenho anatómico indicada para utilizadores com baixo risco de desenvolver uma úlcera de pressão. Importante para aumentar o conforto, fornecer suporte postural e estabilidade. Particularmente indicada para casos pediátricos.

Características e Opções



Capa Bi-elástica Resistente

A capa é em tecido preto dartex, bi-elástica, impermeável a líquidos e permeável a vapor. A base é anti-deslizante. Incorpora uma pega para facilitar o transporte.

Disponível em 61 tamanhos

A almofada Invacare Flo-tech Lite está disponível em 61 tamanhos desde 250x250 até 480x530 mm. (Ver tabela dos tamanhos para mais detalhes).

Opção de compensador

Opção de compensador de afundamento para acomodar o afundamento em assentos de cadeira de rodas e garantir que a almofada esteja corretamente apresentada.

Ultra-fresh™ adicionado a todas as almofadas para proteção antimicrobiana e anti-odor.

Tratamento antimicrobiano adicionado a toda a espuma **Flo-tech** para ajudar a torná-la resistente ao crescimento de bactérias causadoras de odores. Ajuda a proporcionar frescor por mais tempo.

Base de espuma resistente e com alta qualidade

A espuma resiliente de alta qualidade é fabricada com uma fórmula única que proporciona elevados níveis de redistribuição da pressão e melhora a longevidade do produto.

O processo de moldagem permite que a almofada Flo-tech Lite ofereça uma forma tridimensional, que não pode ser replicada com espuma cortada.

O ressalto na parte frontal da almofada separa as coxas, promove uma boa postura e permite a circulação do ar.

Superfície de assento anatómica

Fornece maior estabilidade e suporte postural. Superfície com canais de ventilação que contribuem também para a redução das forças de deslizamento e fricção sobre os tecidos.

Características Técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Vários Tamanhos	Altura	Peso Total	Peso max. utilizador ¹	Temperatura máx. lavagem
Flo-tech Lite Uma gama ampla com 61 tamanhos	78 mm	1.5 kg	127 kg	80°

Fabricado de acordo com as normas europeias: BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match e BS 7176 (Crib 5)

1. Os limites máximos de peso do usuário são definidos assumindo que a almofada selecionada tenha largura e profundidade adequadas para o usuário pretendido.

Cores

Preto Suave	Tecido Preto Impermeável	Preto Tecido	Azul Báltico

Tel: +351 225 193 360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784, Leça do Balio



Yes, you can.®