

Invacare® | *Esprit Clematis*®



Le fauteuil de confort *Clematis* motorisé en toute discrétion.

Le fauteuil *Invacare Esprit Clematis* est un fauteuil de confort électrique convertible en fauteuil manuel. Il allie parfaitement le confort du fauteuil *Invacare Clematis* (inclinaison d'assise et de dossier par Vérins pneumatiques) et la qualité de conduite procurée par la technologie **Alber**.



Yes, you can.®



Options

Confort d'assise et qualité de conduite

L'inclinaison du dossier et de l'assise assurent un confort maximum à l'utilisateur. De plus, l'électronique associée aux moteurs silencieux et souples assurent un confort et une précision de conduite jamais atteinte dans cette catégorie de fauteuil.

Une aide précieuse pour l'accompagnateur

Grâce à sa double commande intuitive et à son inclinaison de dossier assistée par vérins, l'accompagnateur n'aura aucun effort à réaliser pour conduire le fauteuil ou aider l'utilisateur à se positionner.



Assise et dossier inclinables par vérin
pour une inclinaison facilitée.



Kit roues manuelles 24"
pour une utilisation en fauteuil manuel de confort.



Démontable et pliable
en un clin d'œil pour faciliter son transport.

Caractéristiques techniques

Invacare Esprit Clematis		39, 44, 49 cm		de 42 à 48 cm		49 cm		63 cm		21 à 32 cm		30 à 43 cm		-1° à +19°		-1° à +32°
		largeur assise + 22 cm		111 cm (sans appui-tête)		104 à 154 cm		74,5 cm		57,5 kg		100 kg		80° à 0°		12 Ah
Invacare Esprit Clematis		3°		2 x 150 W		6 km/h		14 km								
		3°		2 x 150 W		6 km/h		14 km								

Coloris de châssis

Coloris des garnitures



Gris Perle



Dartex gris