

Família Medley® Ergo



Ergonómica e completa



A gama de camas **Medley Ergo** da Invacare, com função de tredelenburg e anti-trendelenburg de série, oferece excelente relação preço, funcionalidade e qualidade. O comprimento das secções de estrado aumenta o conforto dos utilizadores quando estão nas posições semi-deitada e / ou sentada. O comprimento otimizado do estrado também foi estudado por forma a reduzir os efeitos de corte e fricção aquando da articulação do estrado e previne o deslize do utilizador na cama. A cama *Invacare Medley Ergo Low* oferece as mesmas vantagens da **Medley Ergo**, mas apresenta níveis de altura de estrado/chão extra-baixos, maximizando assim a segurança de utilizadores suscetíveis de cair da cama.



Redução dos efeitos de corte e fricção

As diferentes secções do estrado possuem dimensões ideais definidas em conformidade com estatísticas antropométricas e estudos elaborados com mapas de pressão. É garantido :

- Maior conforto na posição sentada
- Redução de efeito de corte e fricção, minimizando aparecimento de úlceras.
- Risco minimizado de deslizar para baixo aquando da articulação do estrado
- Melhor posicionamento para pacientes de estatura mais baixa e instáveis



Invacare Medley Ergo Select
com Anti - trendelenburg

Poupança de tempo e de dinheiro

A Família *Invacare Medley Ergo* foi especialmente projetada para facilitar o transporte em casa do utilizador, lares, ou instituições. Como opção, a cama pode ser equipada de um kit de transporte especial por forma a encartar o estrado, transportá-lo, ou arrumá-lo. Além disso, a montagem pode ser realizada sem a utilização de ferramentas ou técnicos especializados, economizando tempo, dinheiro e esforço.

A altura do estrado ao chão e outras medidas já não são um problema

O design flexível da Família **Medley Ergo** permite que a cama seja montada a uma altura extra baixa ou mais elevada, dependendo da necessidade e preferência, oferecendo um leque variado de níveis de trabalho para o cuidador e níveis de altura para a transferência do utilizador. Isto é possível graças à característica única existente nestas camas que permite que o estrado seja fixo às cabeceiras aquando da montagem a um nível inferior ou superior. De salientar ainda que todas as guardas laterais cumprem com as medidas de segurança dos standards da norma IEC 60601-2-52 para garantir segurança do utilizador na cama.

Características e Opções



Guardas com facilidade de fixação

Guardas laterais de madeira. Facilidade de montagem, sem utilização de ferramentas. Ainda disponível com extensão.



Guardas com facilidade de fixação

Guardas laterais de metal. Fáceis de montar, sem utilização de ferramentas. Disponíveis também com extensão.



Pendural

De série. Leve e muito facilmente regulável.

Opções e Características



Medley Ergo Low

A possibilidade de posicionar o estrado a um nível inferior significa um aumento de segurança para os utilizadores e uma verdadeira paz de espírito na hora de dormir. Quando necessário, os cuidadores podem elevar a cama para uma posição mais subida.

A **Medley Ergo Low** facilita a entrada e saída da cama dos utilizadores proporcionando ainda maior autonomia.

A **Medley Ergo Low** oferece uma possibilidade de ajustar a cama em várias alturas de 22 a 62 cm e de 29 a 69 cm.



Design acolhedor

A **Medley Ergo Select** oferece um design mais discreto, mais apropriado para ambientes domiciliários graças aos painéis de madeira fornecidos para cobrir os atuadores em ambas as cabeceiras da cama. A **Medley Ergo Select** possui um design atraente e acolhedor. A secção das pernas é fornecida com cremalheira para que os pés possam ser elevados. A **Medley Ergo Select** pode facilmente ser desmontada e arrumada utilizando o kit transporte com o qual ela poderá ser fornecida.



Extensão em altura

A altura das guardas laterais pode ser aumentada em 150 mm.



Design acolhedor

Na versão **Medley Ergo Select** a cama fica com um design mais requintado e acolhedor.



Transporte e Arrumação

As camas **Medley Ergo** são mais fáceis de arrumar e transportar quando são fornecidas com kit de transporte.

4 níveis de altura estrado/chão disponíveis dependendo do modelo

Medley Ergo

Posição mais abaixo 33 - 73 cm

Posição mais acima 40 - 80 cm

Medley Ergo Low

Posição mais abaixo 21 - 61 cm

Posição mais acima 28 - 68 cm

Dimensões do estrado otimizadas

Em conformidade com as recomendações de profissionais especializados em medições antropométricas e mapas de pressão para a redução de efeitos de fricção e cisalhamento assim como para aumentar o conforto do utilizador.

Opções e Características



Extensões de estrado

Disponíveis para aumentar o comprimento do estrado em 15 cm.



Encaixes para transporte

Para facilitar o transporte e arrumação. A cama poderá ser fornecida na posição vertical graças a este kit transporte.



Comando

Muito intuitivo.

Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Medidas Interiores / Exteriores	Medidas Interiores/Exteriores	Regulação em altura ¹	Estrado	Ângulo do encosto	Dobra dos joelhos	Elevação dos pés
Medley Ergo	900 mm / 1020 mm	2080 mm / 2240 mm	400 - 800 mm / 330 - 730 mm	800 - 230 - 300 - 670 mm	0 - 70°	0 - 24°	0 - 11°
Medley Ergo Low	900 mm / 1020 mm	2080 mm / 2240 mm	280 - 680 mm / 210 - 610 mm	800 - 230 - 300 - 670 mm	0 - 70°	0 - 24°	0 - 11°

	Função de trendelenburg ²	Peso total	Peso max utilizador	Parte mais pesada
Medley Ergo	11°	64 kg	SWL 180 kg / 145 kg	17 kg
Medley Ergo Low	11°	64 kg	SWL 180 kg / 145 kg	17 kg

1. com ripas metálicas
2. A opção de Anti-trendelenburg / trendelenburg só pode ser ativada sob supervisão médica

NB/ A cama não pode ser utilizada por utilizadores com idade igual ou inferior a 12 anos ou por utilizadores com estatura equivalente a pessoas com idade igual ou inferior a 12 anos.

Em conformidade com a norma de segurança 60601-2-52

Cor de chassi e tipo de madeira

Cinza claro

Faia

