

Action^{®3} NG



A líder de mercado
está ainda melhor!



Yes, you can.®

Conheça a famosa **Action³_{NG}**

A **Action³_{NG}** é fácil de configurar e oferece uma vasta gama de opções e acessórios de compatibilidade cruzada que vão ao encontro das diferentes necessidades dos utilizadores.

Esta compatibilidade cruzada ao longo da família Action e outros modelos Invacare permite que os revendedores tenham poucos gastos com stock, além de poderem reutilizar e remodelar as peças de forma a ser funcional e atrativo para o utilizador.

- ▶ A cadeira mais leve neste segmento
- ▶ Estabilidade aumentada para uma condução mais suave
- ▶ Design melhorado para maior suporte



PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

1

Leve e transportável

- ▶ A **Action³_{NG}** está mais leve que nunca e pode ficar ainda mais leve ao usar as forquetas e rodas mais leves que podem reduzir até 1.2kg o peso total da cadeira de rodas. Para complementar o baixo peso de transporte, a cadeira pode ter um encosto dobrável para que seja facilmente desmontada e encartada para fácil arrumação, mesmo em carros mais pequenos

2

Conforto e funcionalidade

- ▶ O mecanismo especial da cruzeta de encartar da, **Action³_{NG}** melhora a estabilidade e torna ainda mais fácil o encartar e desencartar. Estas características juntas com a nova alavanca de extração dos apoios de braço - para aumentar a facilidade de levantar e funcionalidade dos apoios de braços - tornam a **Action³_{NG}** uma boa escolha para o máximo conforto.



3

Adaptável e modular

- ▶ A compatibilidade cruzada presente ao longo das cadeiras e acessórios da Família Action tornam cada cadeira adaptável e modular. Por esse motivo, a **Action³_{NG}** está bem equipada para se adaptar às necessidades do utilizador ao longo do tempo, pois é fácil de renovar e tem acesso a uma vasta gama de opções de personalização.

4

Sob medida

- ▶ Uma nova gama de cores mais ampla e um design melhorado da capa do encosto oferecem ainda mais oportunidades para os utilizadores personalizarem a cadeira de acordo com as suas necessidades. A nova tela do encosto sobrepõe-se às varas do encosto para maior conforto e o encosto inclui agora um apoio lombar removível para oferecer maior apoio aos utilizadores, independentemente da sua forma corporal.

► Leveza

Com um peso total a partir de 14.2kg e um peso de transporte de 7.6kg (sem apoios de pernas, braços ou rodas traseiras), a **Action³_{NG}** conjuga as principais necessidades de manobrabilidade, arrumação e transporte. Além disso, está disponível a versão **Action³_{NG} Light** que está equipada de série com vários componentes como rodas traseiras e forquetas dianteiras que tornam a cadeira mais ativa e mais leve.



► Encosto regulável em ângulo e rebatível

O design do encosto patenteado, ajustável em ângulo foi incorporado a partir da **Action⁵**, e permite que os ajustes sejam feitos com o utilizador sentado na cadeira de rodas. Além disso, a possibilidade de rebater o encosto reduz o tamanho total da cadeira para arrumação.



▲ Protetores de roupa

O recorte dos protetores de roupa facilita as transferências para dentro e fora da cadeira.



▲ Apoios de braços rebatíveis

A alavanca de extração foi redesenhada e assegura um movimento suave quando o utilizador pretende rebater o apoio de braço.



▲ Gancho de fixação

Um gancho brilhante e colorido permite a fixação da cadeira ao carro de forma simples e segura.



▲ Apoio para as pernas com compensação de comprimento

O apoio para as pernas com elevação oferece uma compensação de comprimento ideal, com elevação em níveis de 3° / 5° (aproximadamente).



◀ Apoio para amputados

Ajustável em altura, ângulo e profundidade, o apoio para amputados também é giratório.



◀ 20 posições da roda traseira

O desempenho de condução é aprimorado com uma escolha de 20 posições da roda traseira como standard.

Características e opções ▼



◀ Tela bi-material

A nova tela com tecido respirável em preto foi aumentada para cobrir os tubos do encosto e permitir um melhor reposicionamento da faixa do suporte lombar garantindo uma melhor acomodação do tronco do utilizador.



◀ Versão trânsito

A versão de trânsito oferece alturas do assento de 46, 48.5 e 51cm com rodas traseiras de 12".



◀ Almofada envolvente com suporte cotovelo

Mais fina do que uma almofada clássica para os braços, a almofada côncava oferece melhor acesso aos aros, proporcionando um apoio confortável para os cotovelos.



Encosto reclinável

Encosto reclinável por pistão de gás permite que os cuidadores ajustem facilmente a posição do encosto do utilizador num movimento contínuo.

Opções ▼



▲ Almofada hemi ergonomica com sistema de rotação e suporte palmar

Esta nova almofada hemi rotativa de 360° é ideal em combinação para a propulsão com aro duplo. Estão disponíveis 3 apoios palmares diferentes para um melhor posicionamento das mãos.



▲ (1) Plano, (2) Curva e (3) Preensão Palmar- Direito ou Esquerdo.



▲ Apoios de cabeça

Apoio de pescoço (versão REA), apoio de cabeça ELAN com almofada para suporte occipital ou de 4 pontos estão disponíveis dependendo das necessidades do utilizador. Estes elementos podem ser todos aplicados no esticador e pode ser ajustada a altura ou profundidade e ângulo para assegurar a melhor posição para o utilizador.



◀ Propulsão com aro duplo

Especificamente para uso hemiplégico, este aro com mecanismo de extração rápida torna a cadeira fácil de encartar.



◀ Tipos de encosto

Além do encosto fixo (0° ou 7°), a **Action³_{NG}** oferece 4 tipos diferentes de encostos para se adaptar às necessidades do utilizador: ① dobrável, ② ajustável em ângulo (-15°/+15°), ③ e reclinção com mola a gás (0°/30°) ④

Opções ▾



▲ Opções de apoios de braços

Existem 5 versões disponíveis: rebatíveis e destacáveis ou apenas destacáveis. A almofada pode ser fixa ou ajustável em altura, curta (secretária) ou longa. A regulação varia entre 18 e 35cm e existe ainda uma almofada mais envolvente indicada para hemiplégia.

200x30

125x30

150x30



▲ Rodas dianteiras

Disponíveis em 5", 6" e 8", pneu maciço ou pneumático, com várias opções de largura do pneu também disponíveis.

► Opções de almofadas

Escolha a partir da gama de almofadas Invacare que oferecem conforto básico (Classic Visco) até às almofadas de espuma de alta resiliência com secções de fluído (Matrx Libra) para utilizadores em risco de úlceras de pressão. Visite o nosso site e saiba mais.



▲ Dispositivo anti-volteio

Proporciona segurança extra e está disponível nas versões fixa (superior) ou removível (inferior).



▲ Tabuleiro

Útil para apoio nas refeições e atividades de lazer como a leitura.



▲ Encosto Matrx

O **Matrx Elite** e o **Matrx Deep** podem ser adicionados como opção para garantir um melhor suporte postural da pélvis e tronco.



▲ Cinto pélvico BODYPOINT

O cinto pélvico Bodypoint garante uma boa estabilização da pélvis, aumentando o suporte postural com o máximo de conforto assegurado.

Dados técnicos ▼

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Largura do assento ▼	Profundidade do assento ▼	Ângulo do assento ▼	Altura do assento ▼	Ângulo do encosto ▼	Altura do encosto ▼	Ângulo do chasis dianteiro ▼
Auto-propulsão	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 / 500 mm	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	325 - 510 mm	325 - 510 mm	80° / 0 - 80° / 90°
Trânsito	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 mm	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510 mm	380 - 460 mm	380 - 460 mm	80° / 0 - 80° / 90°

	Comprimento dos apoios de pernas ▼	Altura do apoio de braços ▼	Largura total ▼	Largura total, encartada ▼	Comp. total incluindo apoios de pernas ▼	Comp. total sem os apoios de pernas ▼	Altura total ▼
Auto-propulsão	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Seat width + 190 mm	295 mm	995 - 1170 mm	835 - 960 mm	820 - 1050 mm
Trânsito	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Seat width + 160 mm	260 mm	950 - 1050 mm	710 - 910 mm	920 - 1050 mm

	Max. inclinação ▼	Raio viragem ▼	Peso max. utilizador ▼	Peso total ▼	Peso chasis ▼		
Auto-propulsão	7°	870 mm	125 kg	11.9 kg	7.1 kg		
Trânsito	7°	870 mm	125 kg	13.5 kg	10.3 kg		

Cores do chasis ▼

Púrpura	Preto mate	Azul marinho	Vermelho mate	Azul água	Black Nylon
Branco Pérola	Cinza xisto	Verde elétrico	Antracite		

Tela do encosto ▼

Por favor, note que as cores podem variar ligeiramente das apresentadas acima.

Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal II
Rua Estrada Velha, nº949
4465-784 Leça do Balio
Portugal

