

Colchones




Yes, you can.

Invacare **Liber L803 / Eskal L839**




100 kg



- **Sobrecolchón de celdas individuales de PU.** Las celdas proveen presión alternada en ciclos de 10 minutos para evitar las presiones prolongadas y excesivas.
- Para pacientes que tienen un nivel de riesgo de desarrollo de escaras medio a elevado, con un resultado inferior o igual a 14 según la escala de Norton, guardando cama más de 14 horas al día.
- Compresor de aire con ajuste manual, regulador considerando el peso del paciente de 50 a 100 kg. equipado de dos piezas de fijación para colocarlo en la cama o sus paneles.
- Base de presión alternante continua.


Invacare **Sobrecolchones**



Espuma

Invacare **1522587**

- Inserto de espuma HR con funda tipo Dartex, ancho 90cm, altura 20cm y longitud 14cm.



- **Propad Visco** tiene todas las ventajas de la espuma visco-elástica termosensible, ofrece una mejor distribución de las presiones con mayor confort.
- Es un **sobrecolchón** para personas con "Alto Riesgo" de desarrollo de escaras (calificación 20 en la escala de Waterlow).
- Funda elástica de dos direcciones, impermeable y permeable. Facilita el movimiento del paciente, reduce posibles fricciones y ayuda al movimiento de aire, reduciendo la posibilidad de maceración de la piel.
- El **sobrecolchón** está formado por una capa superior de espuma viscoelástica y una base de espuma.
- Normativa Aplicada : BS5852:Crib 5

Densidad y dureza :

Visco : 55 kg/m³

Espuma : 35-37 kg/m³



Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web www.invacare.es

	Ancho	Largo	Altura	Peso total	Peso máx. usuario	Limpieza
Eskal	890 mm	1980 mm	68 mm	2 kg	100 kg	
Propad Visco	870 mm	1875 mm	85 mm	7,1 kg	108 kg	80 °C

Tel. (34) 972 493 214
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 11ª
Valencia - CP: 46001
España



Yes, you can.