

# Sillones eléctricos



Aún más descanso y comodidad  
gracias a los modelos de sofás  
renovados de Incorporación y Relax



# Invacare® **Fino**, Invacare® **Faro**

## El máximo compromiso entre comodidad y sencillez

Funcionales, simples y elegantes, los sofás **Fino** y **Faro** tienen un diseño moderno que se adapta fácilmente a cualquier entorno. El reposacabezas incorporado completa su diseño ofreciendo mayor soporte y comodidad. El nuevo tejido Heritage Camel encontrará su lugar perfectamente en ambientes modernos.

El sofá **Fino** de un motor se diferencia del resto de la gama por sus reducidas (450 x 450mm) dimensiones tanto en el ancho de asiento como en profundidad.

Función de distancia a la pared : requiere una separación de 90mm para las versiones de 1 motor.



**Faro**  
Heritage Camel



**Fino**  
Heritage Camel

## Diferentes versiones disponibles

El sofá **Faro** y **Fino** de 1 motor permiten levantar el reposapiés y reclinar el respaldo en un único movimiento simultáneo. La versión del **Faro** de 2 motores permite el ajuste individual del respaldo y el reposapiés.



**Faro**  
Polipiel Negro

## Características ▼



Reposacabezas para un mayor soporte y un máximo de comodidad.



Mando ergonómico y de fácil utilización con 2 botones retroiluminados en la versión 1 motor.



Mando ergonómico y de fácil utilización con 4 botones en la versión 2 motores.



Bolsillos laterales para colocar el mando y objetos pequeños.

## Colores ▼



**Heritage Camel**



**Polipiel Negro**

## Códigos ▼

**1644969**

**Fino** 1 motor Heritage Camel

**1608090**

**Faro** 1 motor Heritage Camel

**1608091**

**Faro** 1 motor Polipiel Negro

**1608092**

**Faro** 2 motores Heritage Camel

# Invacare® Douro

## Reencuentro entre elegancia y comodidad!

El sofá **Douro** ofrece confort adicional gracias a la continuidad entre el asiento y el reposapiés. Este sofá cuenta con soportes laterales a la altura de la cabeza y una protección de tela extraíble. Gracias a su discreto diseño y a su reducido ancho total, cabe fácilmente en todos los hogares.

Función de distancia a la pared : requiere una separación de 100mm para la versión de 1 motor.



Heritage Camel

## Diferentes versiones disponibles

El sofá **Douro** está disponible en versión 1 motor que permite levantar el reposapiés y a continuación reclinar el respaldo. La función de incorporación eleva suavemente al usuario hasta incorporarlo y dejarlo sobre sus pies.



Heritage Camel



Polipiel Chocolate

## Características ▼



Soportes laterales para la cabeza y tronco que aseguran una buena posición sentada.



Mando ergonómico y de fácil utilización con 2 botones retroiluminados para la versión de 1 motor.



Bolsillo lateral para el mando y objetos pequeños (versión 1 motor)



Se entrega con 2 protecciones de cabeza para reemplazar una mientras se lava la otra.

## Colores ▼



Heritage Camel



Polipiel Chocolate

## Códigos ▼

1608093

**Douro** manual Polipiel Chocolate

1608094

**Douro** 1 motor Heritage Camel

1608097

**Douro** 1 motor Polipiel Chocolate

# Invacare® Porto<sub>NG</sub>

## Diseño sobrio y clásico

El diseño del sofá **Porto<sub>NG</sub>** se caracteriza por su elegancia clásica, presente en sus formas más redondeadas. Incrementa el confort gracias a la continuidad del asiento y el reposapiés, y a los soportes laterales que ofrecen mayor soporte para la cabeza y tronco.

Función de distancia a la pared : requiere una separación de 50mm para la versión de 1 motor.



Heritage Gris



Heritage Gris

## Diferentes versiones disponibles

El **Porto<sub>NG</sub>** existen en versión de 1 motor que permite levantar el reposapiés y a continuación reclinar el respaldo. La versión de 2 motores que permite realizar movimientos individuales en el respaldo y el reposapiés hasta llegar a una posición de reposo.

## Características ▼



Soportes laterales para la cabeza y tronco que aseguran una buena posición sentada.



Mando ergonómico y de fácil utilización con 2 botones retroiluminados para la versión de 1 motor.



Mando ergonómico y de fácil utilización con 4 botones en la versión 2 motores.



Bolsillo lateral para el mando y objetos pequeños.

## Colores ▼



Polipiel Gris



Polipiel Chocolate



Heritage Gris

## Códigos ▼

1608134

**Porto<sub>NG</sub>** 1 motor Polipiel Chocolate

1608135

**Porto<sub>NG</sub>** 2 motores Heritage Gris

1608136

**Porto<sub>NG</sub>** 2 motores Polipiel Gris

## Información técnica ▼



Colores ▼



Posición Relax ▼

Posición de Incorporación ▼



Posición Reposo ▼



Continuidad de asiento y reposapiés ▼



Profund. Asiento ▼



Altura asiento ▼



Ancho asiento ▼

1 motor								
1644969	Fino	Heritage Camel	◆	◆		450 mm	470 mm	450 mm
1608090	Faro	Heritage Camel	◆	◆		540 mm	470 mm	530 mm
1608091		Polipiel negro	◆	◆				
1608094	Douro	Heritage Camel	◆	◆	◆	540 mm	470 mm	530 mm
1608097		Polipiel Chocolate	◆	◆	◆			
1608134	Porto NG	Polipiel Chocolate	◆	◆	◆	540 mm	470 mm	530 mm
1644970		Polipiel & Microfibra Gris Pardo	◆	◆	◆			
1650215		Polipiel Gris Pardo	◆	◆	◆			
1650217	Cosy Up	Polipiel Gris Pardo & EasyClean Turquesa	◆	◆	◆	450 o 540 mm	480 mm	450 o 530 mm
1650227		Polipiel & EasyClean Gris Pardo	◆	◆	◆			
1660843		Polipiel & microfibra Gris Claro	◆	◆	◆			
1673370	Move Up	Heritage Camel	◆	◆	◆	480 mm	500 mm	480 mm
1673371		Polipiel Gris	◆	◆	◆			
2 motores								
1608092	Faro	Heritage Camel	◆	◆	◆	540 mm	470 mm	530 mm
1608135	Porto NG	Héritage Gris	◆	◆	◆	540 mm	470 mm	530 mm
1608136		Polipiel Gris	◆	◆	◆			
1644971		Polipiel & Microfibra Gris Pardo	◆	◆	◆			
1650238	Cosy Up	Polipiel Gris Pardo	◆	◆	◆	"450 ou 540 mm"	480 mm	"450 ou 530 mm"
1650240		Polipiel & EasyClean Turquesa	◆	◆	◆			
1650241		Polipiel & EasyClean Gris Pardo	◆	◆	◆			
Manual								
1608093	Douro	Polipiel Chocolate	◆		◆	540 mm	470 mm	530 mm

Los CosyUp también son modulares

## Las posiciones ▼



### RELAX

Posición de confort con basculación de asiento y respaldo. Esta posición es sincronizada en la versión con 1 motor e independiente en la versión con 2 motores.



### INCORPORACION

Posición para sentarse y levantarse sin esfuerzo. Ayuda específica para la incorporación.



### REPOSO

Posición para tumbarse y dormir. Máximo confort.



Inclinación max. Respaldo ▼



Altura Total ▼



Ancho Total ▼



Profundidad total (cerrado) ▼



Profundidad total (abierto) ▼



Distancia min a pared ▼



Altura suelo a reposabrazos ▼



Peso total ▼



Peso máximo de usuario ▼



Densidad de la espuma ▼

1 motor										
<b>Fino</b>	120°	1000 mm	730 mm	780 mm	1520 mm	90 mm*	670 mm	53 kg	125 kg	Asiento 28kg/m <sup>3</sup> Respaldo 18kg/m <sup>3</sup> Reposabrazos 28kg/m <sup>3</sup>
<b>Faro</b>	120°	1110 mm	770 mm	880 mm	1580 mm	90 mm*	600 mm	50 kg	125 kg	Asiento 28kg/m <sup>3</sup> Respaldo 18kg/m <sup>3</sup> Reposabrazos 28kg/m <sup>3</sup>
<b>Douro</b>	120°	1080 mm	740 mm	860 mm	1580 mm	100 mm*	640 mm	57 kg	125 kg	Asiento 28kg/m <sup>3</sup> Respaldo 28kg/m <sup>3</sup> Reposabrazos 28kg/m <sup>3</sup>
<b>Porto NG</b>	120°	1020 mm	790 mm	910 mm	1670 mm	50 mm*	600 mm	52 kg	125 kg	Asiento 28kg/m <sup>3</sup> Respaldo 18kg/m <sup>3</sup> Reposabrazos 28kg/m <sup>3</sup>
<b>Cosy Up</b>	120°	1050 mm	770(1)/ 800 mm	910 mm	1520 mm	90 mm*	640(1)/ 700 mm	57 kg	125 kg	Asiento 28kg/m <sup>3</sup> Reposabrazos 18kg/m <sup>3</sup>
<b>Move Up</b>	120°	1110 mm	770 mm	970 mm	1580 mm	360 mm	500 mm	65 kg	120 kg	Respaldo 28kg/m <sup>3</sup> Reposabrazos 23kg/m <sup>3</sup>
2 motores										
<b>Faro</b>	135°	1080 mm	770 mm	880 mm	1580 mm	480 mm	600 mm	50 kg	125 kg	Asiento 28kg/m <sup>3</sup> Respaldo 18kg/m <sup>3</sup> Reposabrazos 28kg/m <sup>3</sup>
<b>Porto NG</b>	135°	1020 mm	790 mm	860 mm	1670 mm	460 mm	600 mm	52 kg	125 kg	Asiento 28kg/m <sup>3</sup> Respaldo 18kg/m <sup>3</sup> Reposabrazos 28kg/m <sup>3</sup>
<b>Cosy Up</b>	135°	1050 mm	770(1)/ 800 mm	910 mm	1520 mm	90 mm*	640(1)/ 700 mm	57 kg	125 kg	Asiento 28kg/m <sup>3</sup> Reposabrazos 18kg/m <sup>3</sup>
Manual										
<b>Douro</b>	120°	1080 mm	740 mm	860 mm	1580 mm	200 mm	640 mm	57 kg	125 kg	Asiento 28kg/m <sup>3</sup> Respaldo 28kg/m <sup>3</sup> Reposabrazos 28kg/m <sup>3</sup>

\* Modelos con distancia especial a la pared.

## Accesorios y recambios ▼

### Piezas eléctricas comunes :

1577638 Transformador + cable  
1577640 Batería externa + cable

### Para los modelos de 1 motor :

SP1604803 Motor  
SP1604806 Mando con 2 botones retroiluminados, con cable

### Para los modelos de 2 motores :

SP1604804 Motor de elevación y reposapiés  
SP1604805 Motor del respaldo  
SP1604807 Mando con 4 funciones, con cable

Tel. (34) 972 493 214  
E-Mail: [contactsp@invacare.com](mailto:contactsp@invacare.com)  
[www.invacare.es](http://www.invacare.es)

Invacare S.A.  
Avenida del Oeste nº50, 11ª  
Valencia - CP: 46001  
España



Yes, you can.