

Action^{®1} R



Simple, robusta e fiável



A **Action' R** é uma cadeira de rodas standard de estrutura de aço que não compromete a funcionalidade. Desenvolvida com vários anos de experiência interna, a **Action' R** está disponível em três versões: auto-propulsão com roda traseira raiada pneumática ou maciça e aros motores em alumínio; e uma versão de trânsito com rodas traseiras de 12". Com seis tamanhos standard à escolha, é fácil e rápido de encontrar o tamanho correto. Os apoios de braços removíveis e rebatíveis são fáceis de remover e a almofada de apoio de braços pode ser usada em duas posições. A **Action' R** oferece:

- **Mais funcionalidade e conforto**
- **Seis tamanhos e três versões**
- **Qualidade comprovada do líder de mercado**

Mais funcionalidade

Os novos apoios de braços rebatem para facilitar as transferências e oferecem duas posições da almofada. Os apoios de braços podem ainda ser rápida e facilmente removidos para transporte.



Qualidade e fiabilidade

Com anos de experiência e com o uso da tecnologia de desenvolvimento e qualidade, a **Action' R** é uma companheira fiável, com quem pode contar.



Apoios de pernas elevatórios

Os apoios de pernas opcionais Eco proporcionam extra conforto aos utilizadores.



Suporte de canadianas

Para transporte do auxiliar de marcha de forma segura.



Rodas anti-volteio

Rodas anti-volteio dinâmicas proporcionam segurança extra em pisos inclinados garantindo confiança ao utilizador.

Dados técnicos

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Largura do assento	Profundidade do assento	Ângulo do assento	Altura do assento	Ângulo do encosto	Altura do encosto	Ângulo do chassis dianteiro	Comprimento dos apoios de pernas
Action' R	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	425 mm	3°	495 mm	0° / 7°	430 mm	70°	330 - 455 mm

	Altura do apoio de braços	Largura total ⁴	Largura total encartada	Comprimento total incluindo o apoio de pernas ⁴	Comprimento total sem o apoio de pernas	Altura total	Max. inclinação	Raio viragem ²
Action' R	240 mm	608 - 700 mm (Seat width +195 mm)	250 mm	1085 - 1125 mm	835 - 875 mm	950 mm		

	Peso max. utilizador	Peso total	Peso da parte mais pesada ³
Action' R	125 kg	desde 17.5 kg	desde 10 kg

1. Valores de estabilidade
Incl. max. travão parque: 7°
Estab. estática descidas: 18°
Estab. estática subidas: 9°
Estab. estática lateral: 19°

3. Dimensões da cadeira encartada
Alt. encartada: 735 - 950 mm
Prof. encartada: 1025 mm
Larg. encartada: 250 mm

2. Raio de viragem
Espaço min. viragem: 915 mm
Pivot width: 1280 mm

4. Dimensões totais
Em algumas configurações, a largura ou o comprimento totais excedem os limites autorizados, o acesso a caminhos alternativos não é possível.



Esta cadeira de rodas não é suposto ser utilizada como assento no carro.

Cor do chassis



Tecido

Pf tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.