

AQUATEC®

Pure Bidet

NOVIDADE

Higiene pessoal com
autonomia e conforto



O *Aquatec Pure Bidet* é um tampo sanitário ideal para quem tem dificuldade em realizar uma higiene pessoal completa ou para as pessoas que procuram máximo conforto e bem estar. O *Aquatec Pure Bidet*, com design moderno e de fácil montagem, adapta-se facilmente e discretamente à maior parte das sanitas. Os jatos suaves de água limpa regulados na pressão e temperatura ideais, garantem uma higiene nas zonas altamente sensíveis do nosso corpo. As principais características do *Pure Bidet* incluem:

- **Elevada funcionalidade**
- **Tecnologia incorporada**
- **Compatibilidade com as sanitas convencionais**

Elevada funcionalidade

- Painel de comandos intuitivo com botões largos
- Temperatura da água ajustável, vários tipos de jatos à escolha
- Ajuste do bocal para se adequar melhor à higiene feminina ou higiene posterior
- Secador de ar com temperatura ajustável
- Assento aquecido com temperatura controlada
- Luz noturna LED
- Tampa e tampo com função de fecho suave



Tecnologia incorporada

- Aquecimento contínuo da água (não funciona durante a função de autolimpeza)
- Autolimpeza do sistema dos bocais antes e depois de cada utilização
- Proteção térmica para evitar o sobreaquecimento
- Interrupção automática para economia de energia que é ativada através de sensor no assento
- Função de autodiagnóstico para detetar automaticamente o mau funcionamento
- Existência de um disjuntor para maior segurança e tranquilidade



Compatibilidade com as sanitas convencionais

- Aplica-se nos orifícios do vaso sanitário destinados ao tampo de sanita convencional
- Fácil de montar e desmontar
- Em conformidade com a norma DIN EN 1717 em relação às ligações seguras das canalizações da água.



Dados Técnicos

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Largura total	389 mm	Tipo de proteção	IP X4
Comprimento total	515 mm	Tipo de baterias do comando	2 x AA (LR6) / 1.5 V
Profundidade total	156 mm	Pressão da água fornecida	79 - 735 kPa
Peso produto	3.9 kg	Temperatura da água fornecida	3 - 35 °C
Peso máximo utilizador	125 kg	Volume da água função CLEANSING	0.7 l/min
Comprimento do cabo elétrico	1.4 m	Volume da água função BIDET	0.85 l/min
Corrente	220 - 240 V AC, 50/60 Hz	Regulação pressão da água	3 níveis
Consumo máximo	1725 - 2053 W		



Visualize o vídeo demonstrativo