

Küschall®

THE KSL®



UNLIMIT YOUR WORLD*

En Küchall, pensamos que nada es imposible. La silla THE KSL® le ofrece una solución para mejorar su calidad de vida, incrementar su autonomía y alcanzar sus metas. **Unlimit your world***.

THE KSL®

THE KSL® es sinónimo de **elegancia**. El encuentro entre innovación puntera y diseño minimalista. The KSL® es una silla totalmente **hecha a medida** para responder a las necesidades de los usuarios activos que saben perfectamente lo que quieren: una silla de ruedas **Super Light***** con un diseño depurado y sobrio.

HIDROFORMADO

Gracias a su chasis hidroformado cuya parte delantera está totalmente soldada, THE KSL® goza de unos resultados de desplazamiento increíbles. Esa tecnología puntera ofrece más rigidez y robustez y un peso más ligero que algunas sillas de carbono. Es el modelo ideal para usuarios que buscan una silla con mucho estilo y el rendimiento más alto.

* Su mundo no tiene límite

** Super ligera

PARTE DELANTERA DEL CHASIS HIDROFORMADA

- Incrementa la rigidez. Tubos tridimensionales para mejorar la presión y la ergonomía.

FRENO ACTIVO LIGERO

- El nuevo freno de aluminio es único en el mercado. Consta de un diseño depurado y ligero. Es muy efectivo y se activa con poca fuerza.

EJE DE RUEDAS TRASERAS DE CARBONO

- Varios componentes de carbono están disponibles para optimizar el peso y maximizar los resultados de desplazamiento.

REPOSAPIÉS

- THE KSL® está equipada de un reposapiés de titanio (opcional) que permite una reducción del peso y ofrece un diseño único.



Küschall®

THE KSL®

CHASIS TOTALMENTE SOLDADO

■ Los flancos del chasis han sido totalmente soldados para garantizar una estética perfecta y un rendimiento óptimo. Con un peso de transporte a partir de 4.3 kg, THE KSL® es la silla Kuschall más ligera de la gama.

AROS DE PROPULSIÓN CARBOLIFE

■ Los aros Carbolife son muy ergonómicos para un mayor agarre con menos presión a nivel de las muñecas, lo que permite mejorar la conducción y minimizar el cansancio.

HORQUILLAS

■ Nuevo diseño con rodamientos integrados con el fin de reducir la suciedad y facilitar el mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

PERSONALIZACIÓN

CLAVES

HECHA A MEDIDA

Con el eje de ruedas traseras soldado, THE KSL® es una silla hecha a medida para una concepción más ligera. La silla Super Light ofrece una calidad inigualable y un diseño minimalista.



SUPER LIGERA

THE KSL® puede estar equipada con componentes de carbono, lo que permite conseguir una ligereza increíble, casi comparable a la de un chasis de carbono.



ELEGANTE


Nuevo diseño más moderno con tubos planos que reducen los puntos de presión y mejoran el confort y la estabilidad de los miembros inferiores.



HIDRO-FORMADO

La tecnología del hidroformado ofrece más posibilidades a la hora de crear formas complejas y permite una mejor distribución de la materia. Gracias a esta tecnología, los diseñadores e ingenieros han podido desarrollar una silla increíblemente ligera con un chasis más rígido que la versión anterior.


1 ELEGIR EL COLOR DE CHASIS



Blanco puro



Gris antracita



Negro espacial



Rojo Carmin



Azul Celeste

2 ELEGIR EL TIPO DE CALCOMANIA



3 ELEGIR EL COLOR DE CALCOMANIA



Rojo



Negro



Gris claro



Dorado



Rojo



Azul



Gris oscuro



Negro

DATOS TÉCNICOS

ANCHURA DE ASIENTO

340 – 440 mm
Incrementos de 20 mm



PROFUNDIDAD DE ASIENTO

385 – 485 mm
Incrementos de 25 mm



LARGO DE PIERNA (UL)

350 – 500 mm
Incrementos de 10 mm



ALTURA DE RESPALDO

270 – 420 mm
Incrementos de 15 mm



ÁNGULO DE RESPALDO

74° / 78° / 82° /
86° / 90°



ALTURA DE ASIENTO

Delantera: 450 – 530 mm
Trasera: 400 – 480 mm
Incrementos de 10 mm



ÁNGULO DE CHASIS

75° / 90°
Chasis en V o incurvado
(aducción)



ANCHURA TOTAL

Anchura de Asiento
+ 170 mm



LONGITUD TOTAL

75°: aprox. 800 mm
90°: aprox. 730 mm



POSICIÓN CENTRO DE GRAVEDAD

80 mm / 95 mm / 110 mm /
125 mm / 140 mm



CAÍDA

1° / 3° / 6°



PESO TOTAL

aprox. 6.8 kg



PESO DE TRANSPORTE

aprox. 4.3 kg



PESO MÁX. USUARIO

100 kg



Todas las medidas contenidas en este catálogo corresponden a un ancho y una profundidad de asiento de 400 mm en la configuración más ligera y compacta posible. El peso y las medidas varían en función de la configuración que se elija para cada modelo. En caso de duda, consulte con nuestro Departamento de Atención al Cliente o nuestra página web: www.invacare.es



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Invacare IBERIA
Tel. (34) 900 992 841
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Esta silla de ruedas es una ayuda a la movilidad dirigida a personas con discapacidad. Este dispositivo médico consta de marcado CE. Por favor, leer atentamente el manual de usuario antes de usar la silla.
Küschall es una marca registrada. Todos los datos contenidos en esta publicación se suponen correctos en el momento de la impresión. küschall se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.
© 2020, Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. ES