


Vinkelställbara benstöd till Ocean-serien skall alltid användas ihop med tippstöd fram



Beställningsinformation för tippstöden fram samt för de vinkelställbara benstöden finns inlagd och åtkomlig i Hinfo, och har artikelnummer:

Benstöd vinkelställbara Hö anv alltid med tippskydd fram, artikelnummer	1535994
Benstöd vinkelställbara Vä anv alltid med tippskydd fram, artikelnummer	1536269
Tippstöd fram Ocean Vip (par), artikelnummer	1535936
Tippstöd fram Ocean/Ocean 2 (par), artikelnummer	1553395

Kom ihåg att alltid använda vinkelställbara benstöden ihop med tippskydden fram.

