



Invacare® Positioning



Coussin Universel

Réf: PC 100

Dimension: 50 x 60 cm

Coussin de positionnement composé de mousse dite à mémoire de forme et recouvert d'une housse Dartex.

Indications:

Idéal dans le cadre de la prévention d'escarre et pour positionner les patients.

Conseils d'utilisation:

1. Répartir la mousse en lui donnant la forme souhaitée.
2. Positionner le coussin sur/sous le patient afin d'obtenir la position attendue.

LPPR:

Code: 1269224

Désignation: Coussin de série de positionnement, des hanches, des genoux, base.

Entretien:

Lavable en machine; garantie: 50 cycles.

Passage en Autoclave.

