



Invacare Poirier S.A.S.
Route de St Roch - 37230 Fondettes
www.invacare.fr

AQUATEC MAJOR

FICHE POUR FABRICATIONS SUR MESURE I

A remplir impérativement!


Information client

Numéro du commande

Cachet de la Société

Nous adaptons l'élévateur de bain aux dimensions de la baignoire à équiper. Veuillez remplir les dimensions demandées.

1



Date, signature


Veuillez remplir le schéma de la baignoire dont la forme se rapproche le plus de celle à équiper. A remplir également, si nécessaire, les dimensions complémentaires demandées.

Profondeur de la baignoire *	cm	A1 Grande longueur entre la vidange et l'extrémité au fond	cm
Longueur du tuyau de provision	m	A2 Petite longueur entre la vidange et l'extrémité au fond	cm
		B Largeur de la baignoire au fond	cm
		C Longueur intérieure de la baignoire en haut	cm
		E Largeur extérieure de la baignoire	cm
		F Largeur intérieure de la baignoire en haut	cm
		X Longueur extérieure de la baignoire	cm

Vidange Côté tête

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Droite | <input type="checkbox"/> Droite |
| <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="checkbox"/> Gauche |
| <input type="checkbox"/> Central | |

2



Baignoire de collectivité (photos conseillées)

- Oui Non

Coloris revêtement

- Blanc Bleu

Poids de l'utilisateur

- 20 - 70 kg
 50 - 130 kg
 100 - 150 kg

A1	Grande longueur entre la vidange et l'extrémité au fond	cm
A2	Petite longueur entre la vidange et l'extrémité au fond	cm
B	Largeur de la baignoire au fond	cm
C	Longueur intérieure de la baignoire en haut	cm
E	Largeur extérieure de la baignoire	cm
F	Largeur intérieure de la baignoire	cm
X	Longueur extérieure de la baignoire	cm

* Veuillez poser une latte de bois ou similaire sur les rebords et mesurer la profondeur au centre de la baignoire.

AQUATEC décline toute responsabilité en cas de prise de mesure erronée.



Invacare Poirier S.A.S.
Route de St Roch - 37230 Fondettes
www.invacare.fr

AQUATEC MAJOR

FICHE POUR FABRICATIONS SUR MESURE I

A remplir impérativement!


Information client

Numéro du commande

Cachet de la Société

Nous adaptons l'élévateur de bain aux dimensions de la baignoire à équiper. Veuillez remplir les dimensions demandées.

3



Date, signature

Veuillez remplir le schéma de la baignoire dont la forme se rapproche le plus de celle à équiper. A remplir également, si nécessaire, les dimensions complémentaires demandées.

Profondeur de la baignoire *	cm	A1 Grande longueur entre la vidange et l'extrémité	
Longueur du tuyau de provision	m	A2 Petite longueur entre la vidange et l'extrémité	cm
		B1 Largeur de baignoire au fond	cm
		B2 Largeur de baignoire au fond	cm
		C Longueur intérieure de baignoire en haut	cm
		E Largeur extérieur de baignoire	cm
		F1 Largeur intérieure de baignoire en haut	cm
		F2 Largeur intérieure de baignoire en haut	cm
		X Longueur extérieur de baignoire	cm

Vidange Côté tête

- Droite Droite
 Gauche Gauche
 Central

Baignoire de collectivité (photos conseillées)

- Oui Non


Coloris revêtement

- Blanc Bleu

Poids de l'utilisateur

- 20 - 70 kg
 50 - 130 kg
 100 - 150 kg

4



* Veuillez poser une latte de bois ou similaire sur les rebords et mesurer la profondeur au centre de la baignoire.

AQUATEC décline toute responsabilité en cas de prise de mesure erronée.

A1 Grande longueur entre la vidange et l'extrémité	cm
A2 Petite longueur entre la vidange et l'extrémité	cm
B1 Largeur de baignoire au fond	cm
B2 Largeur de baignoire au fond	cm
C Longueur intérieure de baignoire en haut	cm
E Largeur extérieur de baignoire	cm
F1 Largeur intérieure de baignoire en haut	cm
F2 Largeur intérieure de baignoire en haut	cm
X Longueur extérieur de baignoire	cm



Invacare Poirier S.A.S.
Route de St Roch - 37230 Fondettes
www.invacare.fr

AQUATEC MAJOR

FICHE POUR FABRICATIONS SUR MESURE I

A remplir impérativement!

Information client

Numéro du commande

Cachet de la Société

Nous adaptons l'élévateur de bain aux dimensions de la baignoire à équiper. Veuillez remplir les dimensions demandées.

8 Baignoire spéciale: pour des baignoires aux formes spécifiques, merci de joindre une photo ou une documentation.

En cas d'absence de rebords sur cette partie (P), la stabilité mécanique des rabats correspondant à ce côté du MAJOR, ne pourra être assuré.


Date, signature

Présence de rebord sur cette partie (P)

oui non

Veuillez remplir le schéma de la baignoire dont la forme se rapproche le plus de celle à équiper. A remplir également, si nécessaire, les dimensions complémentaires demandées.

Profondeur de la baignoire * cm
Longueur du tuyau de provision m



yes no

Ecoulement **Côté tête**

Droite Droite
 Gauche Gauche
 Central

Baignoire encastrée

Oui Non

Coloris revêtement

Blanc Bleu

Poids de l'utilisateur

20 - 70 kg
 50 - 130 kg
 100 - 150 kg

A	Longueur extérieur de la baignoire	cm
B	Longueur extérieur de la baignoire	cm
C	Longueur de la baignoire en haut	cm
D	Largeur de la baignoire en haut	cm
E	Longueur du fond de la baignoire	cm
F	Largeur du fond de la baignoire	cm
G	Bord extérieur à la courbe	cm
H	Dimension extérieur de la baignoire	cm
I	Bord extérieur au bord extérieur du rebord	cm
K1	Bord extérieur au bord intérieur de la baignoire (en haut)	cm
K2	Bord extérieur au bord intérieur de la baignoire (en haut)	cm
L	Bord extérieur au bord intérieur de la baignoire (en haut)	cm
M1	Bord extérieur au bord intérieur de la baignoire (en haut)	cm
M2	Bord extérieur au bord intérieur de la baignoire (en haut)	cm
P	Largeur de la marche pour s'asseoir	cm

* Veuillez poser une latte de bois ou similaire sur les rebords et mesurer la profondeur au centre de la baignoire.

AQUATEC décline toute responsabilité en cas de prise de mesure erronée.